



[KARL STORZ IMAGE 1 S3 22220030 KAMERAKOPF](#)

SKU: BT072023-NV

KARL STORZ Image 1 S3 22220030 Kamerakopf ist ein hochauflösender Kamerakopf, der durch seine präzise Bildgebung eine exzellente Visualisierung in minimalinvasiven Eingriffen ermöglicht. Das robuste Design gewährleistet eine zuverlässige Performance und optimale Handhabung im chirurgischen Alltag.



Categories: [Starre Endoskope & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **KARL STORZ Image 1 S3 22220030 Kamerakopf** ist ein hochmodernes optisches Gerät, das speziell für den Einsatz in der minimalinvasiven Chirurgie und Endoskopie entwickelt wurde. Mit seiner herausragenden Bildqualität unterstützt dieser Kamerakopf Chirurgen dabei, präzise Diagnosen zu stellen und chirurgische Eingriffe sicher und effizient durchzuführen.

Produktmerkmale:

- **Hochauflösende Bildgebung:** Der Kamerakopf liefert gestochen scharfe, farbgetreue Bilder mit hoher Auflösung, um feinste anatomische Details sichtbar zu machen.
- **Fortschrittliche Sensor-Technologie:** Ausgestattet mit einem sensiblen CMOS-Sensor, der eine optimale Lichtausbeute garantiert und auch bei schwierigen Lichtverhältnissen eine brillante Bilddarstellung ermöglicht.
- **Ergonomisches Design:** Kompakt und leicht konstruiert, ermöglicht der Kamerakopf eine einfache Handhabung und Integration in verschiedene Endoskopiesysteme.
- **Kompatibilität:** Voll kompatibel mit dem KARL STORZ Image 1 S3 System sowie anderen KARL STORZ Endoskopieeinheiten, was eine flexible Nutzung gewährleistet.
- **Hygienisches und robustes Gehäuse:** Das robuste Gehäuse ist leicht zu reinigen und steril zu halten, wodurch



höchste Hygienestandards im OP erfüllt werden.

Anwendungsbereiche:

- Gastroenterologie
- Urologie
- Gynäkologie
- HNO (Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde)
- Orthopädie

Vorteile für den Anwender:

- Verbesserte Sichtverhältnisse durch brillante Bildqualität
- Erhöhte Sicherheit und Präzision während endoskopischer Eingriffe
- Einfacher Anschluss und Integration in bestehende Systeme
- Langlebigkeit und Zuverlässigkeit dank hochwertiger Materialien und Verarbeitung

Der KARL STORZ Image 1 S3 22220030 Kamerakopf ist somit ein unverzichtbares Instrument für moderne, bildgestützte Diagnostik und Therapie. Seine Kombination aus innovativer Technik, ergonomischem Design und vielseitiger Einsatzfähigkeit macht ihn zur ersten Wahl für anspruchsvolle medizinische Anwendungen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

