



KARL STORZ NDS SC-WU23-A1511 **MONITOR FÜR DIE ENDOSKOPIE**

SKU: BR072025

zzgl. [Versandkosten](#)

KARL STORZ NDS SC-WU23-A1511 ist ein hochwertiger Endoskopie-Monitor, der durch brillante Bilddarstellung und zuverlässige Farbtreue eine präzise Diagnostik unterstützt. Das ergonomische Design und die vielseitigen Anschlussmöglichkeiten gewährleisten eine optimale Integration in den OP-Workflow.



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

