



KARL STORZ SC-WU23-A1511 MONITOR MIT NETZTEIL FÜR DIE ENDOSKOPIE -

SKU: BO072024

1.400,00 € 1.287,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Karl Storz SC-WU23-A1511 ist ein medizinischer Monitor, der häufig in der Endoskopie und anderen chirurgischen Anwendungen verwendet wird. Karl Storz ist bekannt für seine hochwertigen endoskopischen Geräte und Zubehörteile. Hier sind einige allgemeine Merkmale und Funktionen, die typischerweise mit einem solchen Monitor verbunden sind:

1. **Bildqualität:** Der Monitor bietet in der Regel eine hohe Auflösung und Farbgenauigkeit, um eine klare und präzise Darstellung von endoskopischen Bildern zu gewährleisten.
2. **Größe:** Der SC-WU23-A1511 hat wahrscheinlich eine Bildschirmdiagonale von 23 Zoll, was eine gute Sichtbarkeit während chirurgischer Eingriffe ermöglicht.
3. **Eingänge:** Der Monitor verfügt über verschiedene Eingangsoptionen (z.B. HDMI, DVI), um ihn mit verschiedenen Bildquellen zu verbinden, wie z.B. Kameras oder anderen medizinischen Geräten.
4. **Ergonomisches Design:** Oft sind diese Monitore so gestaltet, dass sie leicht in einen OP-Saal integriert werden können und eine flexible Positionierung ermöglichen.
5. **Helligkeit und Kontrast:** Ein hoher Helligkeits- und Kontrastwert sorgt dafür, dass auch bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen im Operationssaal eine optimale Bilddarstellung gewährleistet ist.
6. **Zuverlässigkeit:** Medizinische Monitore müssen strengen Standards entsprechen und sind oft für den Dauerbetrieb ausgelegt.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

