



KARL STORZ SC-WU23-A1511 MONITOR MIT NETZTEIL FÜR DIE ENDOSKOPIE

SKU: AB062025

zzgl. [Versandkosten](#)

Der **Karl Storz SC-WU23-A1511 Monitor** mit Netzteil ist speziell für den Einsatz in der Endoskopie konzipiert und bietet eine hochauflösende Bilddarstellung für präzise Diagnosen. Dank seiner kompakten Bauweise und zuverlässigen Stromversorgung gewährleistet er eine optimale Visualisierung in medizinischen Untersuchungen.



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

