



**KARL STORZ TELE PACK X 200450 20 + DCI II
20262030 PAL + 11301BN1**

SKU: BJ092024

12.499,00 € 11.698,83 €

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Karl Storz Tele Pack X (Artikelnummer 200450 20) ist ein tragbares Videoendoskopiesystem, das für verschiedene medizinische Anwendungen, einschließlich der Bronchoskopie, verwendet wird. Es bietet eine kompakte und mobile Lösung für die Bildgebung und Dokumentation während endoskopischer Verfahren.

Hier sind einige der Hauptmerkmale des Karl Storz Tele Pack X:

1. **Tragbarkeit:** Das System ist leicht und mobil, was es ideal für den Einsatz in verschiedenen klinischen Umgebungen macht.
2. **Video- und Bildverarbeitung:** Es ermöglicht die Echtzeitübertragung von hochauflösenden Bildern auf einen Monitor, was die Diagnose und Behandlung erleichtert.
3. **Benutzerfreundlichkeit:** Die Bedienoberfläche ist intuitiv gestaltet, um eine einfache Handhabung zu gewährleisten.

Der DCI II (Artikelnummer 20262030 PAL) bezieht sich wahrscheinlich auf ein digitales Kamerasystem oder einen Bildverarbeitungsmodul, das mit dem Tele Pack X kompatibel ist. Diese Systeme sind darauf ausgelegt, qualitativ hochwertige Bilder zu liefern und können oft an verschiedene Endoskope angeschlossen werden.

Das Fibrobronchoskop (Artikelnummer 11301BN1) ist ein flexibles Endoskop, das speziell für die Untersuchung der Atemwege entwickelt wurde. Es kann mit dem Tele Pack X verbunden werden, um die Bildgebung während bronchoskopischer Eingriffe zu verbessern.

Zusammen bieten diese Geräte eine umfassende Lösung für die Durchführung von endoskopischen



Untersuchungen und Eingriffen in einer Vielzahl von medizinischen Fachgebieten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

