



KARL STORZ TELECAMSLII 202130 20
2021302020 MIT KAMERAKOPF 20210030

SKU: Y022026--



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Karl Storz Telecam SL II** (Modell 202130 20) ist eine klassische Kamerakontrolleinheit (CCU) für die Endoskopie. In Kombination mit dem **Einkit-Kamerakopf (20210030)** bildet es ein zuverlässiges System für die medizinische Bildgebung.

Technische Details des Systems

- **Steuereinheit (202130 20):** Verarbeitet die Signale des Kamerakopfs und bietet Ausgänge für Monitore oder Aufzeichnungsgeräte (S-Video, Composite). Sie verfügt über Funktionen zum Weißabgleich und zur Helligkeitsregelung.
- **Kamerakopf (20210030):** Ein kompakter, einchipiger (1-CCD) Kamerakopf, der für seine Langlebigkeit bekannt ist. Er ist oft mit zwei programmierbaren Tasten für Funktionen wie "Freeze" oder "White Balance" ausgestattet.
- **Standard:** Das System arbeitet in der Regel im **PAL-Format** (europäischer Standard).

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

