



KINETEC BREVA BEWEGUNGSSCHIENE **MOTORBEWEGUNGSSCHIENE FÜR KNÖCHEL,**

SKU: IL102024

~~2.999,00 €~~ **2.872,35 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Bewegungsschiene](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Kinetec Brevia ist eine motorisierte Bewegungsschiene, die speziell für die Rehabilitation von Gelenken, insbesondere des Knöchels, entwickelt wurde. Solche Geräte werden häufig in der Physiotherapie und Rehabilitation eingesetzt, um die Beweglichkeit zu fördern und die Heilung nach Verletzungen oder Operationen zu unterstützen.

Merkmale der Kinetec Brevia:

1. Motorisierte Bewegung:

- Die Schiene bietet eine motorisierte Unterstützung, die es ermöglicht, passive Bewegungen des Knöchels durchzuführen. Dies kann helfen, Steifheit zu reduzieren und die Gelenkbeweglichkeit zu verbessern.

2. Einstellbare Bewegungsparameter:

- Die Schiene ermöglicht oft die Anpassung von Bewegungsbereich, Geschwindigkeit und Dauer der Therapie, um den individuellen Bedürfnissen des Patienten gerecht zu werden.

3. Benutzerfreundliches Design:

- Viele Modelle sind so konzipiert, dass sie einfach zu bedienen sind, mit klaren Bedienelementen und einem benutzerfreundlichen Display.

4. Komfortable Polsterung:

- Die Schiene ist in der Regel mit gepolsterten Halterungen ausgestattet, um den Komfort während der Anwendung zu erhöhen und Druckstellen zu vermeiden.

5. Therapeutische Vorteile:

- Durch die regelmäßige passive Bewegung kann die Kinetec Brevia dazu beitragen, Muskelatrophie zu verhindern, die Durchblutung zu fördern und Schmerzen nach Verletzungen oder Operationen zu lindern.

6. Tragbarkeit:



- Einige Modelle sind leicht und tragbar, was eine Verwendung in verschiedenen Umgebungen (z.B. Klinik oder Zuhause) erleichtert.

Anwendungsbereiche:

- Nach Knöcheloperationen
- Bei Verletzungen wie Sprunggelenksverstauchungen
- Zur Behandlung von Arthritis oder anderen degenerativen Erkrankungen

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

