



KINETEC BREVA BEWEGUNGSSCHIENE **MOTORBEWEGUNGSSCHIENE FÜR KNÖCHEL,**

SKU: IL102024-NV

Kinetec Brevia ist eine motorbetriebene Bewegungsschiene für den Knöchel, die eine kontrollierte, passive Mobilisierung zur Unterstützung der Rehabilitation nach Verletzungen oder Operationen ermöglicht. Die präzise einstellbare Bewegung fördert die Gelenkfunktion und reduziert Schmerzen sowie Schwellungen.



Categories: [Bewegungsschiene](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Kinetec Brevia Bewegungsschiene** ist eine speziell entwickelte Motorbewegungsschiene zur effektiven Mobilisierung und Rehabilitation des Knöchels nach Operationen, Verletzungen oder bei chronischen Bewegungseinschränkungen. Dieses innovative Medizinprodukt unterstützt durch kontrollierte, motorisch gesteuerte Bewegungsabläufe die frühzeitige Mobilisation des Sprunggelenks und trägt so wesentlich zur Vermeidung von Gelenksteifigkeit und Verklebungen bei.

Eigenschaften und Vorteile der Kinetec Brevia Bewegungsschiene:

- **Motorisierte Bewegung:** Die Schiene führt präzise einstellbare Bewegungszyklen in Flexion (Beugung) und Extension (Streckung) des Knöchels durch, um die Gelenkfunktion gezielt zu fördern.
- **Individuelle Einstellbarkeit:** Winkel und Geschwindigkeit der Bewegungen können an die individuellen Bedürfnisse und den Therapieverlauf angepasst werden.
- **Ergonomisches Design:** Die Schiene ist anatomisch geformt und gewährleistet einen optimalen Sitz sowie hohen Tragekomfort während der Anwendung.
- **Einfach zu bedienen:** Intuitive Steuerung über ein benutzerfreundliches Bedienfeld ermöglicht eine unkomplizierte Handhabung durch Patienten und Therapeuten.



- **Förderung der Heilung:** Durch die passive Bewegung wird die Durchblutung verbessert, Schwellungen reduziert und die Heilung des Gewebes unterstützt.
- **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:** Ideal geeignet für den Einsatz nach Frakturen, Sehnenverletzungen, Arthroskopien oder bei neurologischen Erkrankungen mit Bewegungsdefiziten.

Technische Details:

- Motorbetriebene Bewegungsschiene mit stufenlos einstellbarer Bewegungsamplitude
- Geschwindigkeitsregelung für individuelle Therapieanpassung
- Leichtes, robustes Material für hohe Stabilität und Langlebigkeit
- Netz- oder Akkubetrieb möglich für flexible Nutzung
- Maße und Gewicht optimiert für einfache Transportierbarkeit

Die **Kinetec Breva Bewegungsschiene** stellt eine wertvolle Ergänzung in der postoperativen und konservativen Therapie dar. Sie ermöglicht eine sichere, schonende und effektive Mobilisierung des Knöchels, die zur Verbesserung der Beweglichkeit und zur Verkürzung der Rehabilitationsdauer beiträgt. Dank ihrer durchdachten Konstruktion und der einfachen Bedienbarkeit ist sie sowohl für den klinischen Einsatz als auch für die häusliche Anwendung bestens geeignet.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

