



[KINETEC OPTIMA S4 BEWEGUNGSSCHIENE FÜR KNIE- UND HÜFTGELENK](#)

SKU: FU012024-NV

Die **Kinetec Optima S4** Bewegungsschiene unterstützt die frühfunktionelle Mobilisation von Knie- und Hüftgelenken nach Operationen oder Verletzungen, fördert die Gelenkbeweglichkeit und reduziert postoperative Komplikationen. Das ergonomische Design gewährleistet eine präzise Anpassung und komfortable Anwendung während der Rehabilitation.



Categories: [Unkategorisiert](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Kinetec Optima S4 Bewegungsschiene** ist ein hochmodernes medizinisches Hilfsmittel zur passiven Mobilisierung und Rehabilitation von **Knie- und Hüftgelenken**. Sie unterstützt Patienten nach Operationen, Verletzungen oder bei Bewegungseinschränkungen, indem sie eine kontrollierte und schmerzfreie Bewegung des betroffenen Gelenks ermöglicht.

Eigenschaften und Funktionen:

- **Präzise Bewegungssteuerung:** Die Optima S4 bietet individuell einstellbare Bewegungswinkel, die sowohl die Beugung als auch die Streckung des Gelenks präzise regeln.
- **Ergonomisches Design:** Die Schiene passt sich anatomisch optimal an das Knie- oder Hüftgelenk an und gewährleistet dadurch eine komfortable Anwendung ohne Druckstellen.
- **Sanfte Mobilisierung:** Durch die passive Bewegung werden die Gelenkfunktionen gefördert, die Durchblutung verbessert und die Heilung unterstützt, während gleichzeitig Schmerzen und Steifheit reduziert werden.
- **Einfache Bedienung:** Intuitive Steuerungselemente ermöglichen eine unkomplizierte Anpassung der Bewegungsparameter durch medizinisches Fachpersonal oder geschulte Anwender.
- **Robuste und hygienische Materialien:** Die Schiene besteht aus hochwertigen, leicht zu reinigenden

Materialien, die den Anforderungen im klinischen und häuslichen Umfeld gerecht werden.

Anwendungsgebiete:

- Postoperative Rehabilitation nach Knie- und Hüft-Operationen (z.B. Gelenkersatz, Arthroskopie)
- Therapie bei Bewegungseinschränkungen infolge von Verletzungen oder Erkrankungen
- Vorbeugung von Gelenksteifigkeit und Förderung der Beweglichkeit
- Unterstützung der physiotherapeutischen Maßnahmen

Technische Daten:

- Einstellbarer Bewegungsbereich: individuell anpassbar für Flexion und Extension
- Motorisierte Bewegung mit variabler Geschwindigkeit
- Leichtes Gewicht für einfache Handhabung
- Stromversorgung: Netzanschluss

Die **Kinetec Optima S4 Bewegungsschiene** ist ein bewährtes, zuverlässiges Gerät, das den Rehabilitationsprozess effektiv unterstützt und zur schnellen Wiederherstellung der Gelenkfunktion beiträgt. Durch die Kombination aus modernster Technik und anwenderfreundlichem Design stellt sie eine wertvolle Ergänzung in der orthopädischen und physiotherapeutischen Behandlung dar.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

