



## [KINETEC PRIMA + KNIE CPM MACHINE - KNIEBEWEGUNGSSCHIENE](#)

SKU: GD052025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Physiotherapie](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Kinetec Prima + Knie CPM Machine** ist eine hochmoderne Bewegungsschiene, die speziell zur postoperativen Rehabilitation des Kniegelenks entwickelt wurde. Sie unterstützt die kontinuierliche passive Bewegung (CPM) und fördert so eine optimale Mobilisierung nach Operationen wie Kniegelenksersatz, Kreuzbandrekonstruktionen oder Meniskusoperationen.

#### Produktmerkmale und Vorteile:

- **Kontinuierliche passive Bewegung (CPM):** Die Maschine bewegt das Kniegelenk sanft und gleichmäßig, ohne dass der Patient aktiv mitarbeiten muss. Dies fördert die Heilung und verhindert Gelenkversteifungen.
- **Einstellbarer Bewegungsumfang:** Der Bewegungswinkel kann individuell zwischen 0° und 120° eingestellt werden, um sich optimal an den Rehabilitationsfortschritt anzupassen.
- **Variable Geschwindigkeit:** Die Bewegungsgeschwindigkeit ist stufenlos regulierbar, sodass der Patient komfortabel behandelt werden kann.
- **Ergonomisches Design:** Die Schiene ist leicht anzulegen und bietet hohen Tragekomfort durch gepolsterte Auflagen und eine stabile Führung des Beins.
- **Benutzerfreundliche Bedienung:** Intuitive Steuerung mit übersichtlichem Display ermöglicht eine einfache Programmierung und Anpassung der Therapieparameter.
- **Mobile und kompakte Bauweise:** Die CPM-Maschine ist leicht und transportabel, ideal für den Einsatz im Krankenhaus, in der Reha-Klinik oder zu Hause.

#### Indikationen:

- Postoperative Mobilisierung nach Kniegelenksersatz (Totalendoprothese)



- Rehabilitation nach Kreuzband- und Meniskusoperationen
- Behandlung von Gelenksteifigkeit und Bewegungseinschränkungen
- Förderung der Durchblutung und Reduktion von Schwellungen

#### **Technische Spezifikationen:**

- Bewegungswinkel: 0° bis 120°
- Geschwindigkeitsbereiche: stufenlos einstellbar
- Stromversorgung: Netzbetrieb mit sicherem Niederspannungsadapter
- Gewicht: ca. 6 kg
- Material: Hochwertiger, hautfreundlicher Kunststoff und Aluminium

Die **Kinetec Prima + Knie CPM Machine** ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für eine erfolgreiche und schmerzfreie Knie-Rehabilitation. Durch die gezielte Bewegung wird die Gelenkfunktion schnell wiederhergestellt, Narbengewebe wird minimiert und die Patienten profitieren von einer beschleunigten Genesung.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

