



KINETEC PRIMA + PLUS **BEWEGUNGSSCHIENE KNIE / HÜFTE**

SKU: CA122022

1.777,00 €

Die **Kinetec Prima + Plus Bewegungsschiene** unterstützt die kontrollierte Mobilisation von Knie- und Hüftgelenken nach Operationen oder Verletzungen und fördert die frühfunktionelle Rehabilitation. Sie gewährleistet eine präzise Einstellung des Bewegungsumfangs bei maximalem Patientenkomfort.



Categories: [Physikalische Therapie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Kinetec Prima + Plus Bewegungsschiene** ist ein innovatives medizinisches Gerät, das speziell für die Mobilisierung und Rehabilitation von Knie- und Hüftgelenken entwickelt wurde. Sie unterstützt die passive und assistierte Bewegungstherapie nach Operationen, Verletzungen oder bei eingeschränkter Gelenkfunktion, um die Beweglichkeit zu fördern und die Heilung zu beschleunigen.

Eigenschaften und Vorteile:

- **Anwendungsgebiete:** Ideal für Patienten nach Knie- und Hüftoperationen wie Endoprothesenimplantationen, Kreuzbandrekonstruktionen oder Frakturen.
- **Einstellbarer Bewegungsbereich:** Die Bewegungsschiene ermöglicht eine präzise Anpassung des Bewegungswinkels in Flexion und Extension, um den individuellen Therapieanforderungen gerecht zu werden.
- **Ergonomisches Design:** Die Schiene ist so konzipiert, dass sie eine komfortable Passform bietet und die Gelenke stabilisiert, während sie gleichzeitig die natürliche Gelenkbewegung unterstützt.
- **Benutzerfreundlichkeit:** Einfache Handhabung durch intuitive Bedienelemente ermöglicht Therapien sowohl im klinischen Umfeld als auch zu Hause.
- **Langlebige Materialien:** Hochwertige, medizinisch zugelassene Materialien gewährleisten Hygiene,

Strapazierfähigkeit und eine einfache Reinigung.

Technische Details:

- Bewegungswinkel Knie: individuell einstellbar von 0° bis ca. 120°
- Bewegungswinkel Hüfte: flexibel anpassbar zur Unterstützung verschiedener Therapieprotokolle
- Stromversorgung: Netzbetrieb mit sicherem Netzteil
- Gewicht: leicht und transportabel für einfache Mobilität

Die **Kinetec Prima + Plus** Bewegungsschiene trägt maßgeblich dazu bei, postoperative Komplikationen wie Gelenksteifigkeit und Bewegungseinschränkungen zu reduzieren. Durch die regelmäßige Anwendung wird die Durchblutung gefördert, Schmerzen werden gelindert und die Rehabilitation deutlich unterstützt.

Fazit: Mit der Kinetec Prima + Plus Bewegungsschiene erhalten Patienten ein zuverlässiges und effektives Hilfsmittel, das den Heilungsprozess optimal begleitet. Sie ist ein unverzichtbares Gerät für Therapeuten und Kliniken, die eine hochwertige, anpassbare und komfortable Lösung für die Mobilisierung von Knie- und Hüftgelenken suchen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

