



## KINETEC PRIMA XL KNEE CPM MACHINE - Kniebewegungsschiene

SKU: NK012025

zzgl. [Versandkosten](#)

Die **Kinetec Prima XL Knee CPM Machine** ist eine hochwertige Kniebewegungsschiene zur schonenden Mobilisierung des Kniegelenks nach Operationen oder Verletzungen. Sie fördert die Rehabilitation durch kontrollierte, passive Bewegungsübungen und unterstützt die Schmerzreduktion sowie die Verbesserung der Gelenkfunktion.



---

Categories: [Physiotherapie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Kinetec Prima XL Knee CPM Machine** ist eine hochmoderne kontinuierliche passive Bewegungsmaschine (CPM) speziell entwickelt für die Rehabilitation nach Knieoperationen oder Verletzungen. Dieses medizinische Gerät unterstützt die sanfte und kontrollierte Mobilisierung des Kniegelenks, fördert die Heilung und verbessert die Beweglichkeit effizient und schmerzarm.

### Eigenschaften und Vorteile:

- **Kontinuierliche passive Bewegung:** Die CPM-Maschine bewegt das Kniegelenk automatisch in einem einstellbaren Bewegungsbereich, ohne dass der Patient aktiv mitarbeiten muss. Dies hilft, die Gelenksteifigkeit zu reduzieren und Verklebungen im Gewebe vorzubeugen.
- **Großer Verstellbereich:** Das Modell Prima XL ist speziell für Patienten mit größeren Körpermaßen oder besonderen Anforderungen konzipiert und bietet eine erweiterte Verstellbarkeit hinsichtlich Beinlänge und Bewegungswinkel.

- **Präzise Steuerung:** Die Maschine verfügt über ein benutzerfreundliches Bedienfeld zur einfachen Einstellung von Winkelbereich, Geschwindigkeit und Behandlungszeit, um individuell auf den Heilungsprozess einzugehen.
- **Ergonomisches Design:** Das Gerät ist komfortabel gepolstert und unterstützt das Bein optimal, um eine schmerzfreie Anwendung auch über längere Behandlungszeiten zu gewährleisten.
- **Robuste und hygienische Materialien:** Die verwendeten Materialien sind leicht zu reinigen und erfüllen hohe medizinische Standards, was die Sicherheit und Hygiene im klinischen und häuslichen Einsatz sicherstellt.

#### **Anwendungsbereiche:**

- Postoperative Rehabilitation nach Knie-Operationen wie Arthroskopie, Kreuzbandrekonstruktion oder Knieendoprothetik
- Therapie bei Gelenksteifigkeit und Bewegungseinschränkungen
- Förderung der Durchblutung und Verhinderung von Thrombosen
- Reduktion von Schmerzen und Schwellungen durch sanfte Mobilisierung

Die **Kinetec Prima XL Knee CPM Machine** ist ein bewährtes Hilfsmittel für Physiotherapeuten, Kliniken und Patienten, die eine effektive und schonende Rehabilitation des Kniegelenks anstreben. Durch die kontinuierliche passive Bewegung werden Heilungsprozesse unterstützt und frühzeitig Bewegungseinschränkungen entgegengewirkt.

#### **Technische Daten auf einen Blick:**

- Bewegungswinkel einstellbar von 0° bis 120° oder mehr
- Geeignet für Beinlängen von ca. 35 cm bis 60 cm
- Geschwindigkeit individuell regelbar
- Elektrischer Antrieb mit leisem Motor
- Netzbetrieb mit sicherer Stromversorgung
- Gewicht: ca. 12 kg

Mit der Kinetec Prima XL erhalten Sie eine zuverlässige und effektive Kniebewegungsschiene, die den Genesungsprozess unterstützt und Patienten ein Maximum an Komfort und Bewegungsfreiheit bietet.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

