



# KINETEC SMITH NEPHEW CENTURA SHOULDER - SCHULTER BEWEGUNGSSCHIENE CPM

SKU: CK032025-NV

zzgl. Versandkosten

Kinetec Smith & Nephew Centura Shoulder ist eine hochpräzise CPM-Bewegungsschiene, die eine kontrollierte und schmerzarme Mobilisierung der Schulter nach Operationen oder Verletzungen ermöglicht. Das Gerät unterstützt die Rehabilitation durch individuell einstellbare Bewegungsparameter und fördert die optimale Wiederherstellung der Schulterfunktion.



Categories: Physotherapie

#### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Die **Kinetec Smith & Nephew Centura Shoulder** ist eine hochentwickelte **Schulter-Bewegungsschiene** zur kontinuierlichen passiven Mobilisierung (CPM) des Schultergelenks. Dieses medizinische Hilfsmittel wurde speziell entwickelt, um die postoperative Rehabilitation zu unterstützen und die Beweglichkeit des Schultergelenks nach Operationen, Verletzungen oder bei degenerativen Erkrankungen zu verbessern.

#### Eigenschaften und Vorteile:

- Präzise Bewegungskontrolle: Die Centura Shoulder ermöglicht eine exakte Einstellung des Bewegungsbereichs in verschiedenen Ebenen, um individuell auf den Patienten und den Heilungsverlauf abgestimmte Therapieparameter einzustellen.
- Kontinuierliche passive Mobilisierung (CPM): Durch die automatisierte Bewegung wird die Gelenksteifigkeit reduziert, die Durchblutung gefördert und die Heilung beschleunigt, ohne dass der Patient eigene Muskelkraft



aufwenden muss.

- **Ergonomisches Design:** Die Schiene ist so gestaltet, dass sie eine komfortable und sichere Anwendung ermöglicht. Mit verstellbaren Gurten und Polsterungen wird eine optimale Fixierung und Druckentlastung gewährleistet.
- **Einfache Bedienung:** Das benutzerfreundliche Steuergerät erlaubt eine unkomplizierte Programmierung der Bewegungsparameter und liefert klare Rückmeldungen zum Therapiefortschritt.
- **Vielseitigkeit:** Geeignet für verschiedene Indikationen wie Rotatorenmanschettenrupturen, Schulterarthroplastiken, Frakturen oder posttraumatische Zustand nach Immobilisation.
- **Mobilität:** Das kompakte und leichte Gerät ermöglicht Therapien auch in häuslicher Umgebung, wodurch die Rehabilitationsphase flexibel gestaltet werden kann.

### **Anwendungshinweise:**

Die Kinetec Smith & Nephew Centura Shoulder sollte ausschließlich unter ärztlicher Anweisung und physiotherapeutischer Begleitung eingesetzt werden. Vor Beginn der Therapie erfolgt eine individuelle Einstellung des Bewegungsumfangs, die regelmäßig überprüft und angepasst wird. Die Dauer und Frequenz der Anwendung richten sich nach dem spezifischen Behandlungsplan und dem Heilungsverlauf.

#### **Technische Spezifikationen:**

- Bewegungsumfang: Einstellbar in Flexion/Extension, Abduktion/Adduktion und Rotation
- Stromversorgung: Netzbetrieb mit optionalem Batteriebetrieb
- Gewicht: Leicht und transportabel
- Materialien: Hautfreundliche, leicht zu reinigende Komponenten

Mit der **Kinetec Smith & Nephew Centura Shoulder** erhalten Patienten ein innovatives und bewährtes Therapiegerät, das die postoperative Rehabilitation unterstützt, Schmerzen lindert und die Wiederherstellung der Schulterfunktion nachhaltig fördert.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

