



[KLS MARTIN 30-540-23 - OP INSTRUMENT](#)

SKU: BI052024-K

~~99,00 €~~ **46,80 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Instrumente](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die KLS Martin 30-540-23 ist ein chirurgisches Instrument, das typischerweise in der Elektrochirurgie verwendet wird. KLS Martin ist bekannt für die Herstellung von hochwertigen medizinischen Geräten und Instrumenten, die in verschiedenen chirurgischen Disziplinen eingesetzt werden.

Hier sind einige allgemeine Informationen zu diesem Produkt:

1. **Typ:** Die Bezeichnung deutet darauf hin, dass es sich um ein spezifisches chirurgisches Handstück oder eine Elektrode handelt, die für bestimmte Anwendungen in der Elektrochirurgie konzipiert ist.
2. **Anwendung:** Solche Instrumente werden häufig zur Gewebeablation, Koagulation oder zum Schneiden von Gewebe verwendet. Sie sind darauf ausgelegt, präzise und kontrollierte Ergebnisse zu liefern.
3. **Kompatibilität:** Produkte von KLS Martin sind oft mit verschiedenen Hochfrequenzgeräten kompatibel, was eine flexible Anwendung in der Chirurgie ermöglicht.
4. **Ergonomisches Design:** Viele Instrumente von KLS Martin sind ergonomisch gestaltet, um den Chirurgen eine komfortable Handhabung zu ermöglichen und die Ermüdung während längerer Eingriffe zu minimieren.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

