



## [KLS MARTIN MARSEAL 5 PLUS](#)

SKU: AK092025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Elektrochirurgie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **KLS Martin marSeal 5 plus** ist ein hochmodernes elektrochirurgisches Gerät, das speziell für präzise und sichere Gewebebehandlung in der Chirurgie entwickelt wurde. Es kombiniert innovative Technologie mit anwenderfreundlichem Design und bietet Chirurgen eine zuverlässige Lösung für verschiedene operative Anforderungen.

### Technische Merkmale und Funktionen:

- **Vielseitige Anwendung:** Das marSeal 5 plus eignet sich für eine Vielzahl von chirurgischen Disziplinen, darunter Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie.
- **Fortschrittliche Bipolar-Technologie:** Die präzise bipolarer Energieabgabe gewährleistet eine gezielte Koagulation und Versiegelung von Gewebe und Gefäßen bis zu einem Durchmesser von 7 mm.
- **Automatische Energieanpassung:** Das System erkennt automatisch den Gewebewiderstand und passt die Energiezufuhr entsprechend an, um optimale Ergebnisse zu erzielen und Gewebeschäden zu minimieren.
- **Ergonomisches Design:** Das handliche Instrument liegt gut in der Hand und ermöglicht eine exakte Führung während des Eingriffs, was die Präzision erhöht und Ermüdungserscheinungen reduziert.
- **Vielseitige Instrumentenkompatibilität:** Das marSeal 5 plus System ist kompatibel mit verschiedenen Instrumentenaufsätzen, die schnell und unkompliziert gewechselt werden können.
- **Integrierte Sicherheitstechnologien:** Schutzmechanismen verhindern unbeabsichtigte Energieabgaben und gewährleisten somit eine sichere Anwendung für Patient und Operateur.

### Anwendungsgebiete:

- Präzise Versiegelung von Blutgefäßen und Gewebestrukturen
- Blutungsstillung während offener und minimal-invasiver Operationen



- Gewebedissektion mit gleichzeitiger Koagulation
- Reduktion von Operationszeiten durch effiziente und sichere Gewebebehandlung

#### **Vorteile des KLS Martin marSeal 5 plus:**

- Reduzierung des Blutverlusts durch zuverlässige Gefäßversiegelung
- Verbesserte Wundheilung durch minimale Gewebeschädigung
- Erhöhte Sicherheit dank automatischer Energieanpassung und Schutzfunktionen
- Einfache Integration in bestehende OP-Systeme und flexible Einsatzmöglichkeiten

Das **KLS Martin marSeal 5 plus** ist ein unverzichtbares Werkzeug für moderne chirurgische Verfahren, das durch Präzision, Sicherheit und Effizienz überzeugt. Es unterstützt Chirurgen dabei, optimale Behandlungsergebnisse zu erzielen und gleichzeitig den Patientenkomfort zu erhöhen.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

## GALLERIE

