



[KLS MARTIN ME 411 - ME411 - HF-CHIRURGIE-EINHEIT](#)

SKU: A0012025

KLS MARTIN ME 411 ist eine hochmoderne HF-Chirurgie-Einheit, die präzise und sichere elektrische Schnitt- und Koagulationsfunktionen bietet. Das Gerät gewährleistet optimale Kontrolle und Vielseitigkeit für verschiedenste chirurgische Anwendungen.



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **KLS MARTIN ME 411** ist eine hochmoderne **HF-Chirurgie-Einheit**, die speziell für den präzisen und sicheren Einsatz in der modernen Elektrochirurgie entwickelt wurde. Dieses Gerät bietet Chirurgen eine zuverlässige und vielseitige Lösung für unterschiedlichste operative Anwendungen, bei denen Hochfrequenzstrom zum Schneiden, Koagulieren und Blutsperren benötigt wird.

Technische Merkmale und Funktionen:

- **Leistungsstarkes HF-Generatorsystem:** Die ME 411 liefert eine stabile und kontinuierliche Hochfrequenzenergie, die eine präzise Gewebebehandlung ermöglicht.
- **Multimodale Betriebsarten:** Das Gerät unterstützt verschiedene Modi wie Schneiden, Koagulation, Blindformen und spezielle Modi für minimalinvasive Eingriffe.
- **Benutzerfreundliche Bedienoberfläche:** Intuitive Steuerungselemente und ein übersichtliches Display erleichtern die Einstellung der Parameter und gewährleisten eine einfache Handhabung während der Operation.
- **Sicherheitsfunktionen:** Integrierte Überwachungssysteme schützen vor Überhitzung, Stromspitzen und Fehlfunktionen, um Patienten und Anwender zu schützen.
- **Kompatibilität:** Die ME 411 ist kompatibel mit einer Vielzahl von chirurgischen Instrumenten und Zubehörteilen von KLS MARTIN, was eine flexible Anpassung an unterschiedliche chirurgische Anforderungen



ermöglicht.

Anwendungsbereiche:

- Allgemeinchirurgie
- Gynäkologie
- HNO-Chirurgie
- Plastische und rekonstruktive Chirurgie
- Orthopädie
- Minimalinvasive Eingriffe

Die **KLS MARTIN ME 411** überzeugt durch ihre hohe Präzision, Zuverlässigkeit und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Sie unterstützt Chirurgen dabei, operative Eingriffe effizient und sicher durchzuführen, während sie gleichzeitig den Schutz des Patienten und die Optimierung der Wundheilung fördert.

Zusammenfassend bietet die ME 411 eine exzellente Kombination aus moderner Technik, Bedienkomfort und umfassender Sicherheit, die sie zu einer unverzichtbaren HF-Chirurgie-Einheit für den professionellen Klinikbetrieb macht.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

