



[KLS MARTIN ME 411// ME411 HF GERÄT](#)

SKU: BF102023 // BE102023

1.799,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

KLS Martin ME 411 ist ein hochwertiges HF-Gerät, das präzise und zuverlässige elektrische Strömung für chirurgische Eingriffe liefert. Es bietet eine sichere Anwendung durch moderne Technologie und vielseitige Einsatzmöglichkeiten in der Elektrochirurgie.



Categories: [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **KLS Martin ME 411** ist ein hochmodernes Hochfrequenz-(HF)-Chirurgiegerät, das speziell für den Einsatz in verschiedenen chirurgischen Disziplinen entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch seine präzise Steuerung, Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit aus und unterstützt Chirurgen bei der Durchführung sicherer und effektiver Operationen.

Leistungsmerkmale:

- **Modernste HF-Technologie:** Das ME 411 arbeitet mit hochfrequentem Strom, der eine exzellente Gewebepreparation bei minimaler thermischer Schädigung ermöglicht.
- **Vielfältige Betriebsarten:** Das Gerät bietet verschiedene Modi wie Schneiden, Koagulation und Kombinationsverfahren, um den individuellen Anforderungen jeder Operation gerecht zu werden.
- **Benutzerfreundliche Bedienung:** Ein übersichtliches Bedienfeld mit klaren Anzeigen ermöglicht eine intuitive Einstellung der Parameter.
- **Sicherheit:** Integrierte Sicherheitsfunktionen wie automatische Impedanzüberwachung und Fehlererkennung gewährleisten einen störungsfreien und sicheren Betrieb.



- **Ergonomisches Design:** Kompaktes und robustes Gehäuse für den flexiblen Einsatz im OP-Saal.

Anwendungsbereiche:

- Allgemeinchirurgie
- HNO-Chirurgie
- Gynäkologie und Urologie
- Plastische und ästhetische Chirurgie
- Orthopädie

Technische Details:

- Ausgangsleistung: Stufenlos regelbar für präzise Anpassung an das Gewebe
- Frequenzbereich: Hochfrequenztypisch optimal für sichere Gewebeinteraktion
- Anschlussmöglichkeiten: Vielfältige Anschlussports für verschiedene Elektrodentypen und Zubehör
- Sicherheitszertifizierungen: Entspricht den aktuellen medizinischen Normen und Richtlinien

Das **KLS Martin ME 411 HF Gerät** stellt eine zuverlässige Lösung für chirurgische Eingriffe dar, die höchste Ansprüche an Präzision und Sicherheit stellen. Durch seine flexible Einsatzfähigkeit und die fortschrittliche Technologie unterstützt es das OP-Team dabei, optimale Behandlungsergebnisse zu erzielen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

