



[KLS MARTIN ML702HX VARIO + ML502HX VARIO OP BELEUCHTUNG – BEHANDLUNGSLAMPE](#)

SKU: FL102024

~~859,00 €~~ **819,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Op Beleuchtung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die KLS Martin ML702HX Vario und ML502HX Vario sind chirurgische Beleuchtungssysteme, die in der modernen Medizin, insbesondere in Operationssälen, eingesetzt werden. Diese Systeme bieten eine hochwertige Lichtquelle für präzise und klare Sicht während chirurgischer Eingriffe.

KLS Martin ML702HX Vario

- **Helligkeit:** Die ML702HX Vario bietet eine hohe Lichtstärke, die an die Bedürfnisse des Chirurgen angepasst werden kann.
- **Flexibilität:** Mit einem schwenkbaren Arm und einer flexiblen Montage kann das Licht genau dort positioniert werden, wo es benötigt wird.
- **Farbtemperatur:** Die Beleuchtung hat eine optimierte Farbtemperatur, die eine natürliche Farbwiedergabe ermöglicht und die Ermüdung der Augen reduziert.
- **Energieeffizienz:** LED-Technologie sorgt für einen geringen Energieverbrauch und eine lange Lebensdauer der Lichtquelle.

KLS Martin ML502HX Vario

- **Kompakte Bauweise:** Die ML502HX Vario ist kompakt und eignet sich gut für kleinere OP-Räume oder als zusätzliche Beleuchtung.
- **Einfache Handhabung:** Sie lässt sich leicht bedienen und anpassen, um den spezifischen Anforderungen des jeweiligen Eingriffs gerecht zu werden.
- **Hochwertige Optik:** Wie bei der ML702HX Vario sorgt auch hier die hochwertige Optik für eine gleichmäßige



Ausleuchtung des Operationsfeldes.

Gemeinsame Merkmale

- **Hygiene:** Beide Modelle sind so konzipiert, dass sie leicht zu reinigen sind, was in einem klinischen Umfeld von großer Bedeutung ist.
- **Zuverlässigkeit:** KLS Martin ist bekannt für die Qualität und Zuverlässigkeit ihrer Produkte im medizinischen Bereich.

Diese Beleuchtungssysteme tragen dazu bei, optimale Sichtverhältnisse während chirurgischer Eingriffe zu gewährleisten, was entscheidend für den Erfolg der Operationen ist.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

