



KLS MARTIN MMC80 HF-GERÄT MIT ZUBEHÖR MINICUTTER // CHIRURGIEGERÄT

SKU: HL012020-NV

Das KLS MARTIN MMC80 HF-Gerät mit Zubehör Minicutter ist ein leistungsstarkes Elektrochirurgiegerät, das präzise Gewebeschnitte und koagulative Effekte ermöglicht. Es überzeugt durch vielseitige Einsatzmöglichkeiten in der Chirurgie und eine benutzerfreundliche Handhabung für sichere und effiziente Eingriffe.

...



Categories: [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **KLS MARTIN MMC80 HF-Gerät** ist ein hochmodernes, chirurgisches Elektrochirurgiegerät, das speziell für präzise und sichere Schnitt- und Koagulationsanwendungen in der Chirurgie entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit und einfache Handhabung aus und unterstützt Chirurgen bei einer Vielzahl von Eingriffen.

Technische Merkmale:

- **Hochfrequenztechnologie (HF):** Das MMC80 verwendet moderne HF-Technik, die eine effiziente Gewebeerstörung und gleichzeitig eine sichere Blutstillung gewährleistet.
- **Leistungsstark und präzise:** Mit fein einstellbaren Leistungsstufen ermöglicht das Gerät exakte Schnitte und schonende Koagulation.
- **Multifunktional:** Das MMC80 deckt sowohl monopolare als auch bipolare Anwendungen ab, was eine flexible Nutzung in verschiedenen chirurgischen Disziplinen erlaubt.
- **Ergonomisches Design:** Intuitive Bedienung und übersichtliches Bedienfeld erleichtern den Einsatz im OP.

Zubehör Minicutter:

- Der Minicutter ist ein spezielles, handliches Schneideinstrument, das optimal auf das MMC80 HF-Gerät abgestimmt ist.
- Er ermöglicht präzise und kontrollierte Schnitte auch an schwer zugänglichen Stellen.
- Dank seiner kompakten Bauweise bietet der Minicutter eine hervorragende Handhabung und erhöht die Effizienz während der Operation.

Anwendungsbereiche:

Das KLS MARTIN MMC80 HF-Gerät mit dem Minicutter-Zubehör eignet sich ideal für verschiedenste chirurgische Eingriffe, darunter:

- Allgemeinchirurgie
- Gefäßchirurgie
- HNO-Chirurgie
- Plastische und rekonstruktive Chirurgie
- Gynäkologie

Vorteile im Überblick:

- Hohe Schnittpräzision und sichere Blutstillung
- Flexibilität durch monopolare und bipolare Modi
- Effiziente und ergonomische Handhabung
- Kompatibilität mit umfangreichem Zubehör
- Robuste und langlebige Bauweise

Das **KLS MARTIN MMC80 HF-Gerät mit Zubehör Minicutter** ist somit eine ausgezeichnete Wahl für Chirurgen, die Wert auf Qualität, Präzision und Sicherheit legen. Es unterstützt eine optimale Patientenversorgung durch moderne Elektrochirurgie-Technologie und vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

