



[KLS MARTIN SONIC WELD RX TYP 52-500-01-04](#)

SKU: GA102024

~~2.455,00 €~~ **2.338,83 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der KLS Martin Sonic Weld Rx Typ 52-500-01-04 ist ein Ultraschallgerät, das in der Chirurgie verwendet wird, insbesondere für die Gewebeverbindung und -sicherung. Es nutzt Ultraschalltechnologie, um Gewebe durch Schwingungen zu verbinden, was eine präzise und schonende Methode zur Durchführung von chirurgischen Eingriffen darstellt.

Hauptmerkmale des KLS Martin Sonic Weld Rx:

1. **Ultraschalltechnologie:** Das Gerät verwendet hochfrequente Ultraschallwellen, um Gewebe zu erwärmen und zu verbinden, ohne dass eine direkte Hitzequelle erforderlich ist. Dies minimiert das Risiko von Verbrennungen und schont das umliegende Gewebe.
2. **Präzision:** Die Technologie ermöglicht eine präzise Kontrolle über den Schweißprozess, was zu einer hohen Qualität der Verbindungen führt.
3. **Vielseitigkeit:** Das Gerät kann in verschiedenen chirurgischen Disziplinen eingesetzt werden, einschließlich der Allgemeinchirurgie, Gynäkologie und Orthopädie.
4. **Einfache Handhabung:** Der Sonic Weld Rx ist benutzerfreundlich gestaltet, sodass Chirurgen ihn leicht bedienen können.
5. **Schnelligkeit:** Der Ultraschweißprozess ist in der Regel schneller als traditionelle Methoden wie Nähen oder Klammern, was die Operationszeit verkürzen kann.
6. **Wundheilung:** Durch die schonende Verbindungstechnik kann die Wundheilung gefördert werden, da weniger traumatisches Gewebe betroffen ist.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

