



**KLS MARTIN SONIC WELD RX TYP
52-500-01-04**

SKU: GA102024

~~2.455,00 €~~ 2.338,83 €

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der KLS Martin Sonic Weld Rx Typ 52-500-01-04 ist ein Ultraschallgerät, das in der Chirurgie verwendet wird, insbesondere für die Gewebeverbindung und -sicherung. Es nutzt Ultraschalltechnologie, um Gewebe durch Schwingungen zu verbinden, was eine präzise und schonende Methode zur Durchführung von chirurgischen Eingriffen darstellt.

Hauptmerkmale des KLS Martin Sonic Weld Rx:

- Ultraschalltechnologie:** Das Gerät verwendet hochfrequente Ultraschallwellen, um Gewebe zu erwärmen und zu verbinden, ohne dass eine direkte Hitzequelle erforderlich ist. Dies minimiert das Risiko von Verbrennungen und schont das umliegende Gewebe.
- Präzision:** Die Technologie ermöglicht eine präzise Kontrolle über den Schweißprozess, was zu einer hohen Qualität der Verbindungen führt.
- Vielseitigkeit:** Das Gerät kann in verschiedenen chirurgischen Disziplinen eingesetzt werden, einschließlich der Allgemeinchirurgie, Gynäkologie und Orthopädie.
- Einfache Handhabung:** Der Sonic Weld Rx ist benutzerfreundlich gestaltet, sodass Chirurgen ihn leicht bedienen können.
- Schnelligkeit:** Der Ultraschweißprozess ist in der Regel schneller als traditionelle Methoden wie Nähen oder Klammern, was die Operationszeit verkürzen kann.
- Wundheilung:** Durch die schonende Verbindungstechnik kann die Wundheilung gefördert werden, da weniger traumatisches Gewebe betroffen ist.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

