



[KLS MARTIN 2 X ML701- ML 701 MIT TRAGEARM - DECKENBEFESTIGUNG](#)

SKU: M092020-V

KLS Marztin 2 X ML701 - ML 701 mit Tragearm ist eine zuverlässige Deckenbefestigungslösung für medizinische Geräte, die eine sichere und flexible Positionierung ermöglicht. Das stabile Design gewährleistet eine einfache Handhabung und optimale Raumnutzung im klinischen Umfeld.



Categories: [OP- und Untersuchungsleuchten](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **KLS Marztin 2 X ML701 - ML 701 mit Tragearm** ist eine hochentwickelte medizinische Deckenbefestigung, die speziell für den Einsatz in klinischen und chirurgischen Umgebungen konzipiert wurde. Dieses System bietet eine stabile, flexible und sichere Lösung zur Befestigung von medizinischen Geräten und Instrumenten an der Decke, wodurch der Arbeitsbereich optimal genutzt und die Hygieneanforderungen bestmöglich erfüllt werden.

Produktmerkmale und technische Details:

- **Robuste Deckenbefestigung:** Das ML701-System gewährleistet eine zuverlässige Verankerung an der Decke, geeignet für unterschiedliche Deckentypen und -höhen.
- **Innovativer Tragearm:** Der integrierte Tragearm ermöglicht eine flexible Positionierung der angebrachten Geräte, was die ergonomische Nutzung im OP- und Behandlungsbereich unterstützt.
- **Hohe Traglast:** Das System ist ausgelegt für das sichere Tragen von medizinischen Geräten mit hohem Gewicht, ohne Stabilitätsverlust.
- **Einfache Montage und Wartung:** Die Konstruktion erlaubt eine schnelle Installation sowie einen unkomplizierten Zugang für Wartungsarbeiten.
- **Materialqualität:** Gefertigt aus hochwertigen, korrosionsbeständigen Materialien, die eine lange Lebensdauer und einfache Reinigung gewährleisten.
- **Flexibilität:** Durch den modularen Aufbau können individuelle Anpassungen und Erweiterungen unkompliziert



realisiert werden.

Anwendungsbereiche:

Das KLS Marztin ML701 System mit Tragearm findet breite Anwendung in:

- Operationssälen
- Intensivstationen
- Endoskopieeinheiten
- Behandlungsräumen

Durch die Deckenbefestigung werden Bodenflächen frei gehalten, was nicht nur die Hygiene verbessert, sondern auch die Bewegungsfreiheit des medizinischen Personals erhöht. Der Tragearm sorgt zudem für eine optimale Positionierung und leichten Zugang zu den Geräten während der Behandlung oder Operation.

Fazit:

Das **KLS Marztin 2 X ML701 mit Tragearm** ist eine erstklassige Lösung für die sichere und flexible Deckenbefestigung medizinischer Geräte. Es überzeugt durch seine robuste Bauweise, einfache Handhabung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten und trägt somit maßgeblich zur Effizienz und Sicherheit in medizinischen Einrichtungen bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

