



**KNF-NEUBERGER TYP PM 3391-NPK 30,  
MEMBRANN-VAKUUM- UND DRUCKPUMPE**

**SKU: D112013**

gepflegt  
Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
fax.0049 40 65 86 33 64



---

Categories: [Fundgrube](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Differenzbesteuerter Ware nach §25a UStG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
fax.0049 40 65 86 33 64



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

