



## [KNICK PH METER 507](#)

SKU: CE072024

~~185,00 €~~ **117,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Messgerät](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Knick pH-Meter 507 ist ein tragbares Messgerät zur Bestimmung des pH-Werts von Flüssigkeiten. Es wird häufig in Laboren, der Industrie und in der Umweltanalytik eingesetzt. Hier sind einige allgemeine Informationen und Funktionen, die typischerweise mit einem solchen Gerät verbunden sind:

1. **Messgenauigkeit:** Der pH-Meter bietet in der Regel eine hohe Genauigkeit bei der Messung des pH-Werts.
2. **Kalibrierung:** Viele Modelle ermöglichen eine einfache Kalibrierung mit Standardpufferlösungen, um genaue Messwerte zu gewährleisten.
3. **Display:** Das Gerät hat oft ein digitales Display, das die Messergebnisse klar anzeigt.
4. **Einfache Handhabung:** Die Bedienung ist meist benutzerfreundlich gestaltet, sodass auch weniger erfahrene Benutzer das Gerät problemlos nutzen können.
5. **Robustheit:** Tragbare pH-Meter sind oft robust gebaut, um den Anforderungen im Außeneinsatz standzuhalten.
6. **Zusätzliche Funktionen:** Einige Modelle bieten zusätzliche Funktionen wie Temperaturkompensation oder die Möglichkeit, Daten zu speichern und zu übertragen.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

