



[KRANZBÜHLER HANDYDOP](#) [TASCHENDOPPLER](#)

SKU: D092024



Categories: [Kardiologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Kranzbühler HandyDop Taschendoppler ist ein medizinisches Gerät, das zur nicht-invasiven Untersuchung von Blutfluss und Herzaktivität eingesetzt wird. Es handelt sich um ein tragbares Doppler-Ultraschallgerät, das häufig in der Kardiologie und Gefäßmedizin verwendet wird.

Mit einem Taschendoppler können Ärzte den Blutfluss in verschiedenen Körperregionen messen, was bei der Diagnose von Erkrankungen wie venösen Insuffizienzen oder arteriellen Verschlüssen hilfreich sein kann. Das Gerät ermöglicht es, die Strömungsgeschwindigkeit des Blutes zu bestimmen und somit Rückschlüsse auf den Zustand der Blutgefäße zu ziehen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

