



[LAERDAL LCSU4 COMPACT SAUGEINHEIT](#)

SKU: DF092024-K

~~599,00 €~~ **410,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Laerdal LCSU4 Compact Saugeinheit ist ein tragbares medizinisches Gerät, das in der Notfallmedizin und in klinischen Umgebungen eingesetzt wird, um Flüssigkeiten wie Blut, Schleim oder andere Sekrete schnell und effizient abzusaugen. Hier sind einige wichtige Merkmale und Informationen zu dieser Saugeinheit:

1. **Kompakte Bauweise:** Die LCSU4 ist so konzipiert, dass sie leicht und tragbar ist, was sie ideal für den Einsatz in Notfallsituationen oder bei der Patientenversorgung macht.
2. **Leistungsstarker Motor:** Die Saugeinheit verfügt über einen leistungsstarken Motor, der eine effektive Saugkraft bietet, um auch dickflüssige Sekrete problemlos abzusaugen.
3. **Einfache Bedienung:** Die Benutzeroberfläche ist intuitiv gestaltet, sodass medizinisches Personal die Einheit schnell und einfach bedienen kann, ohne lange Einarbeitungszeiten.
4. **Sicherheitsmerkmale:** Die LCSU4 ist mit verschiedenen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, darunter Überlastschutz und eine automatische Abschaltung, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
5. **Vielseitigkeit:** Diese Saugeinheit kann in verschiedenen klinischen Szenarien eingesetzt werden, einschließlich der Notfallversorgung, der Anästhesie und der Intensivpflege.
6. **Wartung und Reinigung:** Die LCSU4 ist so konstruiert, dass sie leicht zu reinigen und zu warten ist, was wichtig ist, um die Hygiene und Sicherheit im klinischen Umfeld zu gewährleisten.
7. **Zubehör:** Es gibt verschiedene Zubehörteile wie Saugschläuche und Behälter, die mit der Einheit verwendet werden können, um die Funktionalität zu erweitern.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

