



**LASERSCOPE 1MM DERMASTAT NO. 10-2301 LASER - HANDPIECE**

**SKU:** CZ092025-K

zzgl. [Versandkosten](#)

**LASERSCOPE 1mm Dermastat NO. 10-2301 Laser - Handpiece** ist ein präzises medizinisches Handstück, das für minimalinvasive Laserbehandlungen entwickelt wurde. Es gewährleistet eine exakte Strahlführung mit einer 1 mm Fokussierung, um optimale Ergebnisse bei dermatologischen Eingriffen zu erzielen.



---

**Categories:** [Elektrochirurgie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **LASERSCOPE 1mm Dermastat NO. 10-2301 Laser-Handpiece** ist ein hochpräzises medizinisches Instrument, das speziell für dermatologische und chirurgische Anwendungen entwickelt wurde. Es bietet eine herausragende Kontrolle und Genauigkeit bei der Gewebeablation und -koagulation, wodurch es ideal für minimalinvasive Eingriffe geeignet ist.

### Produktmerkmale und Vorteile:

- **Präzise 1mm Laserfokussierung:** Ermöglicht exakte Schnittführung und punktgenaue Behandlung, was besonders bei feinen und sensiblen Hautarealen von Vorteil ist.
- **Ergonomisches Design:** Das Handstück ist leicht und gut ausbalanciert, um Ermüdungserscheinungen bei längeren Eingriffen zu minimieren und eine optimale Handhabung zu gewährleisten.
- **Hochwertige Verarbeitung:** Gefertigt aus biokompatiblen Materialien, die eine lange Lebensdauer und einfache Sterilisierbarkeit sicherstellen.
- **Kompatibilität:** Das Handpiece ist kompatibel mit verschiedenen LASERSCOPE-Systemen, was eine flexible

Integration in bestehende Geräteparks ermöglicht.

- **Vielseitige Anwendung:** Geeignet für dermatologische Behandlungen wie Entfernung von Läsionen, Hautneubildungen, sowie für präzise chirurgische Eingriffe.

#### **Anwendungsbereiche:**

Das LASERSCOPE 1mm Dermastat NO. 10-2301 Laser-Handpiece wird häufig eingesetzt in:

- Dermatologie (z. B. Behandlung von Warzen, Muttermalen, aktinischer Keratose)
- Plastische und ästhetische Chirurgie
- Oralchirurgie
- Allgemeinchirurgie zur präzisen Gewebeentfernung und Blutstillung

#### **Technische Spezifikationen:**

- Laserfokusedurchmesser: 1 mm
- Modellnummer: NO. 10-2301
- Material: Hochwertige, biokompatible Legierungen
- Sterilisierbar: Ja, autoklavierbar
- Gewicht: Leichtgewicht für komfortable Handhabung

Zusammenfassend bietet das **LASERSCOPE 1mm Dermastat NO. 10-2301 Laser-Handpiece** eine herausragende Kombination aus Präzision, Zuverlässigkeit und Anwenderkomfort. Es ist ein unverzichtbares Werkzeug für Fachärzte, die höchste Anforderungen an Qualität und Sicherheit bei laserbasierten medizinischen Eingriffen stellen.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

## GALLERIE

