



[LEICA CM1850 CRYOSTAT CM1850 1-1](#)

SKU: Q022016

8.888,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Hersteller: Leica

Typ: CM 1850

Schichtdickeneinstellung: 1 bis 60 μm
max. Probengröße: 55 mm Durchmesser
horizontaler Gesamtobjekt Vorschub: 25 mm
vertikal Gesamtobjekt Vorschub: 59 mm
Trimmung: über motorisierten Grobtrieb
Motorisierter Grobtrieb: 2 Geschwindigkeiten
schnell: 0,7 mm/s

langsam: 0,2 mm/s

Temperaturbereich: 0 bis - 35 grad

Kühlzeit bis -35 grad: 3,5h

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Laborequipment](#)



PRODUKTBESCHREIBUNG

Hersteller: Leica

Typ: CM 1850

Schichtdickeneinstellung: 1 bis 60 µm

max. Probengröße: 55 mm Durchmesser

horizontaler Gesamtobjekt Vorschub: 25 mm

vertikal Gesamtobjekt Vorschub: 59 mm

Trimmung: über motorisierten Grobtrieb

Motorisierter Grobtrieb: 2 Geschwindigkeiten schnell: 0,7 mm/s

langsam: 0,2 mm/s

Temperaturbereich: 0 bis - 35 grad

Kühlzeit bis -35 grad: 3,5h

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

