



## [LEISEGANG 1D-F 1DF KOLPOSKOP](#)

SKU: GB102024-NV



---

Categories: [Gynäkologie und Urologie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Leisegang 1D-F Kolposkop ist ein medizinisches Gerät, das in der Gynäkologie zur Untersuchung des Gebärmutterhalses und der Vagina eingesetzt wird. Es ermöglicht Ärzten, die Schleimhäute und Gewebe in diesen Bereichen detailliert zu betrachten, um Anomalien oder Erkrankungen wie Gebärmutterhalskrebs frühzeitig zu erkennen.

### Hauptmerkmale des Leisegang 1D-F Kolposkops:

1. **Optische Qualität:** Das Kolposkop bietet eine hohe optische Qualität mit verschiedenen Vergrößerungsstufen, die es dem Arzt ermöglichen, feine Details im Gewebe zu erkennen.
2. **Beleuchtung:** In der Regel ist das Kolposkop mit einer leistungsstarken Beleuchtung ausgestattet, oft in Form von LED-Lichtern, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Untersuchungsbereichs gewährleisten.
3. **Ergonomisches Design:** Das Gerät ist so gestaltet, dass es für den Anwender angenehm zu bedienen ist und eine einfache Handhabung während der Untersuchung ermöglicht.
4. **Flexibilität:** Das Kolposkop kann leicht positioniert werden, um verschiedene Blickwinkel und Perspektiven zu ermöglichen, was die Untersuchung erleichtert.
5. **Dokumentationsmöglichkeiten:** Viele moderne Kolposkope bieten die Möglichkeit, Bilder oder Videos aufzunehmen, was für die Dokumentation und Nachverfolgung von Befunden nützlich ist.
6. **Anpassbare Einstellungen:** Einige Modelle ermöglichen Anpassungen an den Vergrößerungs- und Beleuchtungseinstellungen, um spezifische Anforderungen während der Untersuchung zu erfüllen.

### Anwendung:

Das Leisegang 1D-F Kolposkop wird häufig in gynäkologischen Praxen und Kliniken verwendet, um Routineuntersuchungen durchzuführen sowie bei Verdacht auf pathologische Veränderungen am Gebärmutterhals (z.B. bei abnormalen Pap-Abstrichen).



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

