



[LEISEGANG BG/LED // BG / LED // 1D-121100](#) [COLPOSCOPE // KOLPOSKOP](#)

SKU: AA092021-NV

Leisegang BG/LED Kolposkop 1D-121100 ist ein hochwertiges, ergonomisch gestaltetes Untersuchungsgerät, das durch seine brillante LED-Beleuchtung eine exzellente Visualisierung des Gebärmutterhalses ermöglicht. Es bietet präzise Bildgebung und unterstützt Fachkräfte bei der sicheren Diagnostik gynäkologischer Veränderungen.



Categories: [Gynäkologie und Urologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Leisegang BG/LED Kolposkop (Modell 1D-121100)** ist ein hochmodernes diagnostisches Gerät, das speziell für die gynäkologische Untersuchung des Gebärmutterhalses, der Scheide und der Vulva entwickelt wurde. Es ermöglicht eine präzise visuelle Beurteilung von Gewebsveränderungen und unterstützt somit die Früherkennung von pathologischen Veränderungen, wie beispielsweise Dysplasien oder Krebsvorstufen.

Hauptmerkmale und Vorteile:

- **Innovative LED-Beleuchtung:** Die integrierte, langlebige LED-Lichtquelle sorgt für eine homogene und flimmerfreie Ausleuchtung des Untersuchungsbereichs, was eine verbesserte Sicht und klare Bildgebung ermöglicht.
- **Hochauflösende Optik:** Das Kolposkop ist mit hochwertigen Linsen ausgestattet, die eine scharfe, kontrastreiche und detailreiche Darstellung bieten, um feinste Gewebeeränderungen sicher zu erkennen.
- **Ergonomisches Design:** Das Gerät ist leicht und optimal ausbalanciert, was eine komfortable Handhabung bei langdauernden Untersuchungen gewährleistet.
- **Flexible Einstellmöglichkeiten:** Mit stufenloser Vergrößerung und präziser Fokussierung kann das Sichtfeld individuell angepasst werden, um den jeweiligen Untersuchungsanforderungen gerecht zu werden.



- **Robuste Bauweise:** Das Kolposkop ist langlebig konstruiert und für den dauerhaften Einsatz in anspruchsvollen klinischen Umgebungen geeignet.

Anwendungsgebiete:

Das Leisegang BG/LED Kolposkop wird vor allem in der Gynäkologie eingesetzt zur:

- Diagnostik von zervikalen und vaginalen Läsionen
- Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs und dessen Vorstufen
- Kontrolle postoperativer Veränderungen
- Begleitung bei Biopsien und therapeutischen Eingriffen

Technische Spezifikationen:

- Beleuchtungsquelle: LED
- Vergrößerung: Stufenlos einstellbar
- Fokussierung: Präzise manuelle Einstellung
- Optik: Hochwertige Mehrfachvergütung
- Gewicht: Leicht und handlich

Das Leisegang BG/LED Kolposkop 1D-121100 stellt eine zuverlässige und benutzerfreundliche Lösung für präzise gynäkologische Untersuchungen dar. Es kombiniert modernste LED-Technologie mit bewährter optischer Qualität und einem ergonomischen Design, um Ärztinnen und Ärzten eine optimale Unterstützung bei der Diagnostik und Behandlung zu bieten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

