



LEISEGANG KOLPOSKOP MODELL 4 MIT SCHWEBESTATIV

SKU: AP032012

zzgl. [Versandkosten](#)

gepflegt

Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Gynäkologie und Urologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Kolposkop

Hersteller
LEISEGANG

Modell . 4
Nr . 15367



Lieferumfang

1 x Kolposkope Modell.4

1. Schwebestativ

Leicht, Händlich, Binokular , Vielseitig Nutzbar

Hervorragende Optiken mit grossen Tiefenschärfe

* Ametropieausgleich an den Okularen für die Untersuchung mit oder ohne Brille

* Grosse Arbeitsabstand

* Helle Beleuchtung mit randscharfem Leuchtfleck in der Grösse des Gesichtsfelds

* Durch Drehknopf einschwenkbares Grünfilter

* Visuelle Vergrösserungen x 10

* Gesichtsfeld-Durchmesser : 26 mm

* Arbeitsabstand : 230 mm

* Niederspannungsbeleuchtung : 6V / 10W

* Grünfilter : Ja

Verkauf nach Paragraph 25 (MwST wird nicht gesondert ausgewiesen)

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

