



LEISEGANG KOLPOSKOP TYP B1G INKL. SCHWEBESTATIV

SKU: T112013-01

zzgl. <u>Versandkosten</u>

Kolposkop **Hersteller** LEISEGANG Modell B 1 G

Lieferumfang

1 x Kolposkope Modell.4

1. Schwebestativ

Verkauf nach Paragraph 25 (MwST wird nicht gesondert ausgewiesen)

Vollfunktionsfähig Im guten gebrauchten Zustand Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com 0049 40 18 20 79 03 0049 176 205 800 86 Fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: Gynäkologie und Urologie

PRODUKTBESCHREIBUNG

Kolposkop **Hersteller** LEISEGANG



Modell B1G

Lieferumfang

- 1 x Kolposkope Modell.4
- 1. Schwebestativ

Leicht, Händlich, Binokular , Vielseitig Nutzbar Hervorragende Optiken mit grossen Tiefenschärfe

- * Ametropieausgleich an den Okularen für die Untersuchung mit oder ohne Brille
- * Grosse Arbeitsabstand
- * Helle Beleuchtung mit randscharfem Leuchtfleck in der Grösse des Gesichtsfelds
- * max 40VA / 50 60 Hz / Sec 14V / 30 Watt / 8 V 5 Watt

Verkauf nach Paragraph 25 (MwST wird nicht gesondert ausgewiesen) Vollfunktionsfähig Im guten gebrauchten Zustand Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com 0049 40 18 20 79 03 0049 176 205 800 86 Fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE





