



LEISEGANG KOLPOSKOP TYP B1G INKL. SCHWEBESTATIV

SKU: T112013-01

zzgl. [Versandkosten](#)

Kolposkop

Hersteller LEISEGANG

Modell B 1 G

Lieferumfang

1 x Kolposkope Modell.4

1. Schwebestativ

Verkauf nach Paragraph 25 (MwST wird nicht gesondert ausgewiesen)

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Gynäkologie und Urologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Kolposkop

Hersteller LEISEGANG



Modell B 1 G

Lieferumfang

1 x Kolposkope Modell.4

1. Schwebestativ

Leicht, Händlich, Binokular , Vielseitig Nutzbar

Hervorragende Optiken mit grossen Tiefenschärfe

* Ametropieausgleich an den Okularen für die Untersuchung mit oder ohne Brille

* Grosse Arbeitsabstand

* Helle Beleuchtung mit randscharfem Leuchtfleck in der Grösse des Gesichtsfelds

* max 40VA / 50 - 60 Hz / Sec 14V / 30 Watt / 8 V 5 Watt

Verkauf nach Paragraph 25 (MwSt wird nicht gesondert ausgewiesen)

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

