



## [LEITZ 020-446.023 OP MIKROSKOP - TISCHMIKROSKOP](#)

SKU: EU032024

~~645,00 €~~ **585,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Tischmikroskop](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Leitz 020-446.023 ist ein Mikroskop, das typischerweise in der medizinischen und wissenschaftlichen Forschung eingesetzt wird. Leitz, als renommierter Hersteller von optischen Geräten, bietet eine Vielzahl von Mikroskopen an, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.

Hier sind einige allgemeine Merkmale und Funktionen, die mit dem Leitz 020-446.023 Mikroskop verbunden sein könnten:

1. **Optische Qualität:** Leitz-Mikroskope sind bekannt für ihre hohe optische Leistung, die klare und scharfe Bilder ermöglicht.
2. **Vergrößerung:** Das Mikroskop könnte mit verschiedenen Objektiven ausgestattet sein, um unterschiedliche Vergrößerungen zu ermöglichen, was es vielseitig für verschiedene Anwendungen macht.
3. **Beleuchtung:** Viele Modelle verfügen über integrierte Beleuchtungssysteme (z.B. Halogen oder LED), die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Objekts gewährleisten.
4. **Ergonomisches Design:** Die Mikroskope sind oft so gestaltet, dass sie eine bequeme Handhabung und Nutzung über längere Zeiträume ermöglichen.
5. **Zubehör:** Es gibt oft eine Vielzahl von Zubehörteilen wie Okulare, Filter und Stative, die die Funktionalität des



Mikroskops erweitern können.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

