



## [LEMKE WOM M15E MONITOR](#)

SKU: BM102024

~~399,00 €~~ **234,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#), [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Lemke WOM M15E Monitor ist ein medizinischer Monitor, der häufig in klinischen Umgebungen eingesetzt wird, insbesondere in der Endoskopie und anderen bildgebenden Verfahren. Hier sind einige der Hauptmerkmale und Anwendungen des Lemke WOM M15E Monitors:

1. **Bildqualität:** Der Monitor bietet eine hohe Auflösung und Bildqualität, die für die präzise Darstellung von endoskopischen Bildern wichtig ist. Dies ermöglicht Ärzten eine genaue Diagnose und Beurteilung.
2. **Größe:** Mit einer Bildschirmdiagonale von 15 Zoll ist der Monitor kompakt genug, um in verschiedenen klinischen Umgebungen eingesetzt zu werden, ohne dabei an Sichtbarkeit oder Detailgenauigkeit zu verlieren.
3. **Farbtreue:** Der Monitor ist darauf ausgelegt, Farben genau darzustellen, was besonders wichtig ist, wenn es darum geht, Gewebeveränderungen oder pathologische Befunde zu erkennen.
4. **Vielseitige Anschlussmöglichkeiten:** Der WOM M15E Monitor verfügt über verschiedene Anschlussmöglichkeiten (wie HDMI oder VGA), um ihn mit unterschiedlichen medizinischen Geräten zu verbinden, einschließlich Endoskopen und Kamerasystemen.
5. **Robustheit:** Medizinische Monitore sind oft so konzipiert, dass sie den Anforderungen eines klinischen Umfelds standhalten, einschließlich der Möglichkeit von Desinfektion und Reinigung.
6. **Einsatzbereich:** Neben der Endoskopie kann der Monitor auch in anderen Bereichen wie Chirurgie, Gynäkologie oder Urologie verwendet werden, wo eine hochauflösende Bilddarstellung erforderlich ist.



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

