



[LEMKE XL202 XL 202 - LICHTQUELLE](#)

SKU: BI112023

~~799,00 €~~ **585,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Lemke XL202 ist eine Lichtquelle, die häufig in der Endoskopie und anderen medizinischen Anwendungen verwendet wird. Sie bietet eine zuverlässige und leistungsstarke Beleuchtung für verschiedene endoskopische Verfahren. Hier sind einige der Hauptmerkmale und Vorteile der Lemke XL202 Lichtquelle:

1. **Helle Beleuchtung:** Die XL202 liefert eine helle und gleichmäßige Lichtquelle, die für eine optimale Sicht während endoskopischer Eingriffe sorgt.
2. **Kompakte Bauweise:** Das Design ist kompakt, was die Integration in verschiedene Arbeitsumgebungen erleichtert.
3. **Einfache Bedienung:** Die Benutzeroberfläche ist in der Regel intuitiv gestaltet, sodass das medizinische Personal die Lichtintensität leicht anpassen kann.
4. **Zuverlässigkeit:** Lemke-Produkte sind bekannt für ihre Langlebigkeit und Zuverlässigkeit im klinischen Einsatz.
5. **Vielseitigkeit:** Die Lichtquelle kann mit verschiedenen Endoskopen und anderen optischen Instrumenten verwendet werden.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

