



## LIEBEL-FLARSHEIM ANGIO ILLUMENA LF INJECTOR REF 903300 E - OHNE NETZKABEL

SKU: V122025-NV

**Liebel-Flarsheim Angio Illumena LF Injector REF 903300 E** ist ein hochpräziser Injektor für angiographische Anwendungen, der ohne Netzkabel betrieben wird und somit maximale Flexibilität im klinischen Einsatz bietet. Das Gerät gewährleistet eine zuverlässige und kontrollierte Kontrastmittelapplikation für optimale Bildgebungsergebnisse.



Categories: [Angiographie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Liebel-Flarsheim Angio Illumena LF Injector REF 903300 E** ist ein hochentwickeltes Injektionssystem, das speziell für den Einsatz in der angiographischen Bildgebung entwickelt wurde. Dieses Gerät ermöglicht eine präzise und kontrollierte Kontrastmittelinjektion, um eine optimale Bildqualität bei diagnostischen und interventionellen Verfahren sicherzustellen.

### Wichtige Merkmale:

- **Präzise Injektionssteuerung:** Das System gewährleistet eine exakte Dosierung und Flussrate des Kontrastmittels, was zu klaren und aussagekräftigen Angiographieaufnahmen führt.
- **Kompatibilität:** Entwickelt für die Integration mit verschiedenen angiographischen Bildgebungssystemen, um eine flexible Anwendung im klinischen Alltag zu ermöglichen.
- **Robuste Bauweise:** Hochwertige Materialien und eine langlebige Konstruktion sorgen für Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer des Gerätes.
- **Benutzerfreundlichkeit:** Intuitive Bedienung und übersichtliches Interface erleichtern den Einsatz durch medizinisches Fachpersonal und reduzieren die Einarbeitungszeit.
- **Ohne Netzkabel:** Dieses Modell wird ohne Netzkabel geliefert, was eine flexible Positionierung und einfache



Integration in bestehende Arbeitsumgebungen erlaubt.

#### **Technische Spezifikationen:**

- Modell: Angio Illumena LF Injector REF 903300 E
- Stromversorgung: Extern (Netzkabel nicht im Lieferumfang enthalten)
- Anwendungsgebiet: Angiographie – Kontrastmittelinjektion
- Sicherheit: Integrierte Schutzmechanismen zur Verhinderung von Überdruck und Fehlinjektionen
- Kompatibilität: Kompatibel mit gängigen Kontrastmittelsystemen

Der **Liebel-Flarsheim Angio Illumena LF Injector** bietet eine zuverlässige Lösung für Kliniken und Praxen, die höchste Anforderungen an die Bildgebung und Patientensicherheit stellen. Durch die präzise Steuerung der Kontrastmittelinjektion unterstützt das Gerät die Diagnostik und Therapie von Gefäßerkrankungen effektiv und sicher.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

