



**LINEARSONDE L76 / L 76 / PROBE / FÜR GE  
LOGIQ 100 SERIE**

**SKU:** A072013-02

zzgl. [Versandkosten](#)

gepflegt  
Vollfunktionsfähig  
Keine Kristallausfälle

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

geeignet unter anderem für .GE LOGIQ 100  
Frequenz . 7.5 Mhz

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. – **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Sehr gepflegt  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03



0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

