




## [LISA VISION COMPACT RMS VPS-H150 + ENDOSKOP](#)

**SKU:** BP122021

**LISA VISION COMPACT RMS VPS-H150** ist ein hochauflösendes medizinisches Videosystem, das eine präzise Bildgebung für Endoskopie-Anwendungen bietet. Das integrierte Endoskop ermöglicht eine klare Visualisierung und unterstützt Diagnostik sowie minimalinvasive Eingriffe mit höchster Zuverlässigkeit.



---

**Categories:** [Flexible Endoskope & Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **LISA VISION COMPACT RMS VPS-H150** in Kombination mit dem hochwertigen **Endoskop** stellt eine innovative Lösung für medizinische Untersuchungen und Diagnosen dar. Dieses System wurde speziell entwickelt, um präzise, zuverlässige und komfortable visuelle Darstellungen im Rahmen minimalinvasiver Eingriffe zu ermöglichen.

### Technische Merkmale und Ausstattung:

- **Hochauflösende Bildgebung:** Das RMS VPS-H150 bietet eine exzellente Bildqualität mit hoher Auflösung, die eine detailgetreue Darstellung von Gewebestrukturen sicherstellt.
- **Kompaktes Design:** Die kompakte Bauweise ermöglicht eine flexible Integration in verschiedene klinische Umgebungen und erleichtert die Handhabung während der Untersuchung.
- **Vielseitigkeit:** Das System ist kompatibel mit verschiedenen Endoskopen, wodurch es sich für unterschiedliche medizinische Fachgebiete eignet, darunter Gastroenterologie, Urologie und Gynäkologie.
- **Ergonomische Bedienung:** Intuitive Steuerungselemente und eine benutzerfreundliche Oberfläche unterstützen das medizinische Personal bei der effizienten Durchführung der Untersuchung.
- **Robuste Bauweise:** Hochwertige Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung gewährleisten eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit auch bei häufigem Gebrauch.



### **Endoskop-Spezifikationen:**

- **Optik:** Präzise Linsensysteme für scharfe und kontrastreiche Bilder.
- **Beleuchtung:** Leistungsstarke LED-Beleuchtung für optimale Ausleuchtung der Untersuchungsbereiche.
- **Flexibilität:** Ergonomisch geformter Schaft für einfache Navigation in anatomischen Strukturen.
- **Sterilisierbarkeit:** Das Endoskop ist autoklavierbar und somit für den sicheren Einsatz mehrfach verwendbar.

### **Anwendungsbereiche:**

Das LISA VISION COMPACT RMS VPS-H150 mit Endoskop eignet sich ideal für die visuelle Diagnostik und Therapie in minimalinvasiven Verfahren. Es unterstützt Fachärzte dabei, präzise Diagnosen zu stellen und schonende Eingriffe durchzuführen, wodurch die Patientensicherheit und der Behandlungserfolg erhöht werden.

**Fazit:** Mit dem *LISA VISION COMPACT RMS VPS-H150 + Endoskop* erhalten Sie ein leistungsstarkes, zuverlässiges und anwenderfreundliches System für moderne Endoskopie. Es überzeugt durch seine herausragende Bildqualität, sein ergonomisches Design und seine Vielseitigkeit, was es zu einem unverzichtbaren Instrument in der medizinischen Bildgebung macht.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

