



## LÖWENSTEIN VENT 50-C - V50-C1 MIT ROLLBAREM GESTELL DOM 2020

**SKU:** AS102024

2.759,00 € 2.599,74 €

zzgl. Versandkosten



Categories: Beatmungsgerät

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Der Löwenstein VENT 50-C (V50-C1) ist ein hochmodernes Beatmungsgerät, das für die nicht-invasive und invasive Beatmung von Patienten konzipiert ist. Das Modell mit rollbarem Gestell bietet zusätzliche Mobilität und Flexibilität, was es ideal für den Einsatz in verschiedenen klinischen Umgebungen macht, einschließlich Intensivstationen, Notaufnahmen und der häuslichen Pflege.

Hier sind einige spezifische Merkmale und Funktionen des Löwenstein VENT 50-C (V50-C1), insbesondere in der Version mit rollbarem Gestell:

- 1. **Vielseitige Beatmungsmodi**: Der VENT 50-C unterstützt verschiedene Beatmungsmodi, darunter CPAP, BiPAP und invasive Beatmung. Dies ermöglicht eine Anpassung an die individuellen Bedürfnisse der Patienten.
- 2. **Echtzeit-Überwachung**: Das Gerät bietet umfassende Überwachungsfunktionen, die es dem medizinischen Personal ermöglichen, wichtige Parameter wie Atemfrequenz, Tidalvolumen und Druckwerte in Echtzeit zu überwachen.
- 3. **Intuitive Benutzeroberfläche**: Mit einem benutzerfreundlichen Touchscreen-Display können Einstellungen einfach angepasst werden. Dies erleichtert die Bedienung durch das medizinische Personal.
- 4. **Komfort für den Patienten**: Der VENT 50-C ist so gestaltet, dass er den Komfort des Patienten maximiert. Es gibt Optionen für verschiedene Masken und Belüftungseinstellungen, um eine optimale Therapie zu gewährleisten.
- 5. **Rollbares Gestell**: Das integrierte rollbare Gestell ermöglicht eine einfache Mobilität des Geräts innerhalb von Kliniken oder bei Hausbesuchen. Dies ist besonders nützlich in Notfallsituationen oder wenn mehrere Patienten betreut werden müssen.
- 6. Datenmanagement: Der VENT 50-C kann Daten speichern und übertragen, sodass Kliniker die



Therapiefortschritte analysieren und dokumentieren können.

- 7. **Zuverlässigkeit und Qualität**: Löwenstein Medical hat einen guten Ruf für die Herstellung zuverlässiger medizinischer Geräte, was auch für den VENT 50-C gilt.
- 8. **Erweiterte Funktionen**: Je nach Konfiguration kann das Gerät über zusätzliche Funktionen verfügen, wie z.B. automatische Anpassungen der Beatmungseinstellungen basierend auf den Bedürfnissen des Patienten oder Alarme zur Überwachung kritischer Parameter.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## **GALLERIE**





