



**LOGIDOP 2 DOPPLERMESSPLATZ / DOPPLER
FÜR DIE GEFÄSSDIAGNOSTIK INKL 02
SONDEN UND ZUBEHÖR**

SKU: AR102017

888,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden
/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Er eignet sich gleichermaßen für die Untersuchung extremitätenversorgender Arterien, für die gesamte Venendiagnostik sowie für die Diagnostik der extracraniellen Arterien.

Das System verfügt über Arbeitsfrequenzen von 4 und 8MHz, einen integrierten Videomonitor, einen integrierten, trägheitslosen arbeitenden Thermo-Array-Graustufen-Drucker sowie einen hochauflösenden FFT-Frequenzspektrum-analyser.

Die Darstellung des Frequenzspektrums auf dem Monitor wie auch über den integrierten Drucker erfolgt in 8 Graustufen.

- Bidirektionaler CW-Doppler



- 4 und 8MHz-Transducer
- FFT-Darstellung (Graustufen)
- Thermodrucker (Graustufen)
-
-

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

V Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

