



LUMENIS ACUPULSE 30 LASERGERÄT DOM 2011

SKU: AM082023

7.999,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Das Lumenis AcuPulse 30 Lasergerät DOM 2011 ist ein hochpräzises CO₂-Laser-System, das sich durch seine Vielseitigkeit und Effizienz in der dermatologischen und chirurgischen Anwendung auszeichnet. Es bietet exzellente Kontrolle und optimale Gewebeschonung für präzise und sichere Behandlungsergebnisse.



Categories: [Laser-Chirurgie-Geräte](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Lumenis AcuPulse 30 Lasergerät DOM 2011** ist ein hochmodernes medizinisches Gerät, das speziell für die präzise und effiziente Durchführung von chirurgischen und dermatologischen Eingriffen entwickelt wurde. Es basiert auf der bewährten CO₂-Laser-Technologie und bietet eine hervorragende Kombination aus Leistung, Genauigkeit und Anwenderfreundlichkeit.

Technische Merkmale und Funktionen:

- **Leistungsstarker CO₂-Laser:** Mit einer Ausgangsleistung von bis zu 30 Watt ermöglicht das Gerät präzise Gewebeablation und -koagulation bei minimalen thermischen Schäden.
- **Variable Pulsmodi:** Der AcuPulse 30 verfügt über multiple Pulsmodi (Continuous Wave, SuperPulse, Ultrapulse), die eine flexible Anpassung an unterschiedliche klinische Anforderungen erlauben.
- **Ergonomisches Design:** Das kompakte und mobile System ist leicht zu bedienen und unterstützt den Anwender durch intuitive Benutzeroberflächen und voreingestellte Parameter.



- **Hohe Präzision:** Dank feinjustierbarer Einstellungen und hochwertiger Optik können sehr feine Schnitte und kontrollierte Gewebeentfernungen durchgeführt werden, was postoperative Komplikationen reduziert.
- **Multifunktionalität:** Das Gerät ist ideal für Anwendungen in der Dermatologie, Plastischen Chirurgie, Gynäkologie, HNO und anderen medizinischen Fachgebieten.

Anwendungen:

- Resektion und Verdampfung von Hautläsionen
- Chirurgische Schnitte mit minimaler Blutung
- Behandlung von Narben und Pigmentstörungen
- Gynäkologische Eingriffe
- HNO-Chirurgie

Sicherheits- und Qualitätsstandards:

Der Lumenis AcuPulse 30 erfüllt alle relevanten medizinischen Normen und ist mit umfangreichen Sicherheitsfeatures ausgestattet, darunter Not-Aus-Schalter, Schutzmechanismen gegen Überhitzung und eine sichere Laserstrahlführung. Darüber hinaus garantiert die robuste Bauweise eine lange Lebensdauer und zuverlässigen Betrieb im klinischen Alltag.

Mit dem Lumenis AcuPulse 30 Lasergerät DOM 2011 erhalten medizinische Einrichtungen ein leistungsfähiges und vielseitiges Instrument, das höchste Ansprüche an Präzision und Sicherheit erfüllt und somit eine optimale Patientenversorgung unterstützt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

