



[MAGSTIM MAGSTIM 200 MONO PULSE](#)

SKU: HT032025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Neurologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Magstim 200 Mono Pulse ist ein präzises und vielseitiges Gerät, das sowohl in der Neurologie als auch in der Psychiatrie und Forschung weit verbreitet ist. Durch die Fähigkeit, Mono-Puls-Impulse zu erzeugen, bietet es sowohl diagnostische als auch therapeutische Anwendungen, die es zu einem wichtigen Werkzeug in der klinischen Praxis und der Forschung machen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

