



MALLINCKRODT WARM TOUCH PATIENT WARMING TYP 501-5800 HYPOTHERMIE WÄRMEGERÄT MIT ROLLWAGEN

SKU: R022020 // M032022-NV //

Temp. Regulierbar . 30-34, 36-40, 42-46

Mallinckrodt "Warm touch" Patient Warming
Typ 501-5800 Hypothermie Wärmegerät.

Herrsteller: Mallinckrodt

Anschluss: 220V 1000Watt

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Fundgrube](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Temp. Regulierbar . 30-34, 36-40, 42-46

Mallinckrodt "Warm touch" Patient Warming
Typ 501-5800 Hypothermie Wärmegerät.



Hersteller: Mallinckrodt
Anschluss: 220V 1000Watt

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com

Mobile	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

