



[MAQUET 1003.67A0 EXTENSIONSSCHUH](#)

SKU: FR102019-NV // FS102019

Maquet 1003.67A0 Extensionsschuh ist ein hochwertiges medizinisches Zubehör, das speziell für die sichere und stabile Befestigung von Extensions an medizinischen Geräten entwickelt wurde. Der Schuh gewährleistet eine präzise Passform und zuverlässige Fixierung, um eine optimale Funktionalität im klinischen Einsatz zu unterstützen.



Categories: [OP-Tische](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Maquet 1003.67A0 Extensionsschuh** ist ein hochwertiges medizinisches Zubehörteil, das speziell für den Einsatz in Operationssälen und klinischen Umgebungen entwickelt wurde. Er dient zur sicheren und stabilen Fixierung von Verlängerungen an chirurgischen Tischen und ermöglicht somit eine präzise Positionierung des Patienten während komplexer Eingriffe.

Produktmerkmale:

- **Robuste Konstruktion:** Gefertigt aus langlebigen Materialien, gewährleistet der Extensionsschuh eine hohe Belastbarkeit und lange Lebensdauer.
- **Kompatibilität:** Passgenau für Maquet OP-Tische und deren Erweiterungssysteme konzipiert, ermöglicht er eine einfache und sichere Montage.
- **Stabile Fixierung:** Durch das präzise Design wird eine sichere Verbindung zwischen Tisch und Verlängerung gewährleistet, was die Patientenpositionierung optimiert.
- **Benutzerfreundlichkeit:** Der Extensionsschuh lässt sich unkompliziert anbringen und abnehmen, was den Arbeitsablauf im OP erleichtert.
- **Hygienisches Design:** Glatte Oberflächen und leicht zu reinigende Materialien unterstützen die Einhaltung strenger Hygienevorschriften im medizinischen Bereich.



Anwendungsbereiche:

Der Maquet 1003.67A0 Extensionsschuh wird vorwiegend in der Chirurgie verwendet, insbesondere bei Eingriffen, die eine erweiterte Patientenlagerung erfordern. Er ist ein unverzichtbares Element zur Anpassung von OP-Tischen an verschiedene Patientenbedürfnisse und Operationsarten.

Technische Spezifikationen:

- Modellnummer: 1003.67A0
- Material: Hochwertige Metalllegierung mit korrosionsbeständiger Oberfläche
- Farbe: Metallisch
- Gewicht: Leicht und dennoch stabil
- Maße: Standardisierte Abmessungen zur Kompatibilität mit Maquet-Systemen

Mit dem Maquet 1003.67A0 Extensionsschuh erhalten Kliniken und medizinische Einrichtungen ein zuverlässiges Produkt, das zur Sicherheit und Effizienz im Operationssaal beiträgt. Die Kombination aus Qualität, Funktionalität und einfacher Handhabung macht ihn zu einem wertvollen Bestandteil moderner chirurgischer Ausstattung.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

