



[MAQUET 1003.67B0 EXTENSIONSSCHUH](#)

SKU: FK102019-NV

Der Maquet 1003.67B0 Extensionsschuh bietet eine sichere und stabile Verbindung für medizinische Verlängerungen, gewährleistet eine zuverlässige Handhabung und ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, die den Anforderungen im klinischen Einsatz entsprechen.



Categories: [OP-Tische](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Maquet 1003.67B0 Extensionsschuh** ist ein hochwertiges, medizinisches Zubehörteil, das speziell für den Einsatz in der Chirurgie und im klinischen Umfeld entwickelt wurde. Er dient der sicheren und stabilen Fixierung von chirurgischen Tischverlängerungen und ermöglicht somit eine flexible Anpassung der OP-Tische an unterschiedliche Patientenpositionen und chirurgische Anforderungen.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Kompatibilität:** Der Extensionsschuh ist optimal auf Maquet-OP-Tische abgestimmt und gewährleistet eine nahtlose Verbindung zu verschiedenen Tischmodulen.
- **Materialqualität:** Gefertigt aus robustem, korrosionsbeständigem Metall, bietet der Schuh eine lange Lebensdauer und zuverlässige Stabilität während anspruchsvoller Eingriffe.
- **Einfache Handhabung:** Durch präzise Fertigung und passgenaue Konstruktion ermöglicht der Schuh eine schnelle und sichere Montage sowie Demontage der Tischverlängerungen.
- **Sicherheitsaspekte:** Die Verriegelungsmechanismen sorgen für einen festen Halt und minimieren das Risiko von unbeabsichtigten Bewegungen während der Operation.
- **Hygienisches Design:** Glatte Oberflächen und lackierte Bereiche erleichtern die Reinigung und Desinfektion nach den strengen Hygieneanforderungen im OP-Bereich.

Anwendungsbereiche:



Der Maquet Extensionsschuh wird primär in der Orthopädie, Traumatologie, Allgemeinchirurgie und anderen chirurgischen Disziplinen eingesetzt, bei denen eine Anpassung der OP-Tischlänge erforderlich ist. Er unterstützt das medizinische Personal dabei, Patienten optimal zu positionieren und den Zugang zum Operationsgebiet zu verbessern.

Zusammenfassung:

Mit dem **Maquet 1003.67B0 Extensionsschuh** erhalten Kliniken und chirurgische Einrichtungen ein zuverlässiges, langlebiges und funktionales Produkt, das die Flexibilität und Sicherheit im OP erhöht. Durch seine präzise Passform und das hochwertige Material erfüllt er die hohen Anforderungen moderner Operationssäle.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

