



## [MAQUET 1120.48C0 LAFETTE - OP TISCH - OP LIEGE](#)

SKU: BN122024

zzgl. [Versandkosten](#)

**Maquet 1120.48C0 Lafette** ist eine robuste und präzise gefertigte Operationsliege, die optimale Stabilität und Flexibilität während chirurgischer Eingriffe gewährleistet. Sie unterstützt eine ergonomische Positionierung des Patienten und ermöglicht eine effiziente Anpassung an verschiedene OP-Situationen.



---

Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#), [OP Tischplatte](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Maquet 1120.48C0 Lafette** ist eine hochwertige und robuste Komponente, die speziell für den Einsatz an Operations- und OP-Liegen konzipiert wurde. Sie dient als stabile Basis und sorgt für eine präzise und sichere Positionierung während chirurgischer Eingriffe.

### Eigenschaften und Vorteile:

- **Hohe Stabilität:** Die Lafette ist aus langlebigen Materialien gefertigt, die eine ausgezeichnete Tragfähigkeit und Stabilität gewährleisten, um den Anforderungen im OP gerecht zu werden.
- **Präzise Einstellbarkeit:** Sie ermöglicht eine exakte Justierung der OP-Liege, was eine optimale Patientenlagerung in verschiedenen Positionen unterstützt.
- **Kompatibilität:** Speziell entwickelt für die Integration mit Maquet OP-Tischen und -Liegen, garantiert sie eine nahtlose Verbindung und einfache Montage.
- **Ergonomisches Design:** Die Konstruktion berücksichtigt ergonomische Aspekte, um den Bedienkomfort für



das medizinische Personal zu erhöhen.

- **Hygienische Ausführung:** Die Oberflächen sind glatt und leicht zu reinigen, was eine hohe Hygiene im OP-Bereich sicherstellt.

### **Anwendungsbereiche:**

Die Maquet 1120.48C0 Lafette wird in verschiedenen chirurgischen Disziplinen eingesetzt und ist besonders geeignet für:

- Allgemeinchirurgie
- Orthopädie
- Neurochirurgie
- Gynäkologie
- Urologie

### **Technische Daten:**

- Modellnummer: 1120.48C0
- Material: Hochwertiger Stahl und Aluminiumlegierungen
- Oberflächenbeschaffenheit: Korrosionsbeständig und leicht zu desinfizieren
- Maße: Spezifisch abgestimmt auf Maquet OP-Tische
- Tragfähigkeit: Entsprechend den Anforderungen an moderne OP-Liegen

Mit der **Maquet 1120.48C0 Lafette** erhalten medizinische Einrichtungen eine verlässliche und langlebige Lösung, die den hohen Anforderungen im Operationssaal gerecht wird. Sie unterstützt eine sichere und flexible Patientenlagerung, was entscheidend für den Erfolg chirurgischer Eingriffe ist.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

