



## **MAQUET 1120.49C0 LIEGE OP LIEGE**

**SKU:** ET122022-NV

zzgl. Versandkosten

Maquet 1120.49C0 OP-Liege bietet höchste Stabilität und Vielseitigkeit für chirurgische Eingriffe, unterstützt durch eine ergonomische Bauweise und präzise Positioniermöglichkeiten. Sie gewährleistet optimalen Patientenkomfort und erleichtert das Arbeiten im Operationssaal durch ihre robuste Konstruktion und einfache Handhabung.



Categories: Op Tisch & Zubehör, OP-Tische

# **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Die **Maquet 1120.49C0 Operationsliege** ist eine hochmoderne Liege, die speziell für den Einsatz im chirurgischen Bereich konzipiert wurde. Sie bietet eine optimale Kombination aus Funktionalität, Ergonomie und Sicherheit, um den Anforderungen moderner Operationssäle gerecht zu werden.

# Hauptmerkmale und Vorteile:

- **Robuste Bauweise:** Die Liege ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, die eine lange Lebensdauer und zuverlässige Stabilität gewährleisten.
- Flexible Verstellmöglichkeiten: Mit mehreren elektrisch oder hydraulisch verstellbaren Segmenten kann die Liege individuell an unterschiedliche OP-Situationen angepasst werden, einschließlich Rücken-, Trendelenburg- und Sitzpositionen.
- **Ergonomisches Design:** Die Oberfläche der Liege ist so gestaltet, dass sie den Patientenkomfort maximiert und gleichzeitig eine optimale Lagerung für chirurgische Eingriffe ermöglicht.
- Hohe Tragfähigkeit: Die Maquet 1120.49C0 ist für Patienten mit unterschiedlichem Körpergewicht geeignet



und trägt sicher auch schwere Patienten.

- **Einfache Reinigung und Hygiene:** Die Liegeoberfläche ist mit einem medizinischen, desinfizierbaren Bezug ausgestattet, der die Infektionskontrolle im OP unterstützt.
- **Zubehörkompatibilität**: Die Liege ist kompatibel mit verschiedenen OP-Zubehörteilen wie Armstützen, Kopfstützen und Beinhaltern, die eine individuelle Anpassung ermöglichen.

#### **Anwendungsbereiche:**

Die Maquet 1120.49C0 ist ideal geeignet für den Einsatz in allgemeinen und spezialisierten Operationssälen, darunter:

- Allgemeinchirurgie
- Orthopädie
- Gynäkologie und Geburtshilfe
- Neurochirurgie
- Kardiologie

## Sicherheitsmerkmale:

- Integrierte Notabsenkung f
  ür schnelle Reaktion im Notfall
- Rutschfeste Liegefläche zur sicheren Positionierung des Patienten
- Stabile Fußsteuerung und/oder Handbedienung zur sicheren Verstellung

Zusammenfassend bietet die **Maquet 1120.49C0 OP-Liege** eine erstklassige Lösung für eine patientenorientierte und effiziente OP-Lagerung. Sie unterstützt medizinisches Fachpersonal durch intuitive Bedienung, hohe Flexibilität und hervorragende Stabilität während verschiedenster chirurgischer Eingriffe.

# **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



# **GALLERIE**







