



[MAQUET 11.3001B // 113001B OP-TISCH](#) [MOBIL 1130.01B OP TISCHE ELEKTRISCH](#)

SKU: BA012022-NV

Maquet 11.3001B OP-Tisch mobil 1130.01B ist ein elektrisch betriebenes, vielseitig einsetzbares OP-Tischsystem, das durch seine Mobilität und präzise Verstellmöglichkeiten optimale Unterstützung bei chirurgischen Eingriffen bietet. Das robuste Design gewährleistet Stabilität und ergonomischen Komfort für das OP-Team.



Categories: [OP-Tische](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Maquet OP-Tisch 11.3001B (Modell 1130.01B)** ist ein hochmodernes, elektrisch betriebenes Operations- und Behandlungstischsystem, das speziell für den mobilen Einsatz in chirurgischen Einrichtungen entwickelt wurde. Mit seiner robusten Bauweise und vielseitigen Funktionalität bietet dieser OP-Tisch optimale Voraussetzungen für unterschiedlichste chirurgische Eingriffe.

Hauptmerkmale:

- **Elektrische Verstellung:** Die Tischhöhe, Neigung und Lage lassen sich präzise und einfach mittels elektrischer Steuerung anpassen, was eine ergonomische Arbeitsweise für das Operationsteam ermöglicht und den Patientenkomfort erhöht.
- **Mobilität:** Ausgestattet mit hochwertigen, leichtgängigen Rollen, ist der Tisch schnell und sicher innerhalb des OP-Bereichs oder zwischen verschiedenen Räumen verfahrbar.
- **Stabilität und Sicherheit:** Die stabile Konstruktion gewährleistet eine sichere Lagerung des Patienten während der Operation. Zusätzliche Sicherheitsfunktionen verhindern unbeabsichtigte Bewegungen.
- **Modulares Design:** Der Tisch verfügt über austauschbare und anpassbare Auflagen, die für verschiedene chirurgische Disziplinen geeignet sind. Dadurch lässt sich der Tisch flexibel an die jeweiligen Anforderungen anpassen.



- **Benutzerfreundliche Bedienung:** Intuitive Steuerungselemente ermöglichen eine einfache Handhabung und schnelle Anpassung der Tischpositionen während der Operation.

Technische Details:

- Tragfähigkeit: geeignet für Patienten unterschiedlichster Gewichtsklassen
- Elektrische Spannungsversorgung: standardisiert für den klinischen Einsatz
- Materialien: hochwertige, leicht zu reinigende Oberflächen, die den Hygienestandards im OP entsprechen
- Abmessungen und Gewicht: optimiert für eine einfache Integration in bestehende OP-Räume

Der Maquet 11.3001B OP-Tisch überzeugt durch seine Kombination aus Flexibilität, Bedienkomfort und Sicherheit. Er unterstützt Chirurgen und das gesamte OP-Personal dabei, operative Eingriffe effizient und patientenorientiert durchzuführen. Seine Mobilität und elektrische Verstellbarkeit machen ihn zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel in modernen chirurgischen Einrichtungen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

