



[MAQUET 1130.02M0 // 1130 OP-TISCH](#) [ELEKTRISCH MIT FERNBEDIENUNG](#)

SKU: EP112023//EM112023

Der Maquet 1130.02M0 // 1130 OP-Tisch ist ein elektrisch verstellbarer Operationstisch, der präzise und zuverlässige Positionierungen während chirurgischer Eingriffe ermöglicht. Die integrierte Fernbedienung gewährleistet eine einfache und sichere Bedienung, um optimale Arbeitsbedingungen im Operationssaal zu schaffen.



Categories: [OP-Tische](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Maquet 1130.02M0 // 1130 Operations- und Behandlungstisch** ist ein hochmodernes, elektrisch betriebenes System, das speziell für den Einsatz in chirurgischen Einrichtungen entwickelt wurde. Er bietet umfassende Funktionalität und Bedienkomfort, um die Anforderungen verschiedenster operativer Eingriffe optimal zu unterstützen.

Elektrische Verstellung mit Fernbedienung: Der Tisch ist mit einer intuitiven Fernbedienung ausgestattet, die eine präzise und einfache Steuerung aller Tischfunktionen ermöglicht. Dies umfasst die Höhenverstellung, Neigung sowie Trendelenburg- und Anti-Trendelenburg-Positionen, was eine perfekte Anpassung an die individuellen Bedürfnisse des Operationsteams und des Patienten sicherstellt.

Ergonomisches Design und Stabilität: Der Maquet 1130 verfügt über eine robuste Konstruktion, die höchste Stabilität während des Eingriffs gewährleistet. Die ergonomische Gestaltung des Tischplatten-Systems unterstützt verschiedene Lagerungsoptionen und erleichtert somit den Zugang zum Operationsfeld.

Vielseitigkeit und Kompatibilität:



- Modulare Bauweise ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Zubehörteile und Lagerungssysteme.
- Kompatibel mit gängigen chirurgischen Instrumenten und Bildgebungssystemen.
- Einfache Integration in bestehende OP-Ausstattungen.

Hygienische und sichere Materialien: Die Oberflächen des Tisches sind aus leicht zu reinigenden, desinfektionsmittelbeständigen Materialien gefertigt, die den hohen Anforderungen an die Hygiene im OP gerecht werden. Die abgerundeten Kanten minimieren Verletzungsrisiken und erleichtern die Reinigung.

Technische Merkmale im Überblick:

- Elektrische Steuerung aller Bewegungsachsen via Fernbedienung
- Höhenverstellung: flexibel anpassbar für optimale Arbeitshöhen
- Neigungsverstellung: Trendelenburg und Anti-Trendelenburg
- Robuste, wartungsarme Bauweise
- Kompatibel mit zahlreichen Lagerungsmodulen

Der **Maquet 1130.02M0 // 1130 Op-Tisch Elektrisch** mit Fernbedienung ist somit die ideale Lösung für moderne Operationssäle, die Wert auf Präzision, Flexibilität und höchste Sicherheit legen. Er unterstützt Chirurgen dabei, operative Eingriffe effizient und patientenorientiert durchzuführen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

